

KOPIE

Měření bylo provedeno společností  
**RadEX Primar s. r. o.**  
 Strnadova 10, 628 00 Brno, IČO : 607 19 478  
 Kanceláře : Mlýnská 68, 602 00 Brno, tel. + fax :54321 6070  
 Sokolská 21, 702 00 Ostrava, tel.: 596 138 741  
 www.radex.cz e-mail: info@radex.cz  
 na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. 6504/2007, s platností do 31.3.2017

## Protokol o zkoušce dlouhodobé stability zubního intraorálního rtg přístroje

Měření provedeno dne: **19.6.2008**

Předchozí zkouška dlouhodobé stability provedena dne: 22.6.2007

### 1. PRACOVISŤE

tel.: 588442858

Identifikace pracoviště: **klinika čelistní a obličejové chirurgie - 1. pomoc**

adresa: **779 00 Olomouc, I.P.Pavlova 6**

držitel povolení: **Fakultní nemocnice Olomouc**

IČ: 00098892




### 2. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

#### 2.1 Rtg zařízení

<b>rtg přístroj</b>	výrobce	<b>Planmeca</b>
	typ	<b>Planmeca Intra</b>
	v.č.	<b>IXRF061842 - inv.č. C006164-000</b>
	rok výroby	<b>2006</b>
	rok instalace	<b>2006</b>
<b>rentgenka</b>	typ	<b>D0711SB</b>
	v.č.	<b>99438</b>
<b>kryt rentgenky</b>	výrobce	<b>Planmeca</b>
	typ	<b>Planmeca Intra</b>
	v.č.	<b>ITHa54057</b>
<b>ohnisko (jmenovitá hodnota)</b>		<b>0,7 mm</b>
<b>filtrace</b>		<b>2,5 mm Al</b>
<b>tubus</b>	typ	<b>válcový</b>
	délka	<b>30 cm</b>

Rozdělovník Výtisk č. 1 RadEX Primar s.r.o.  
 Výtisk č. 2-4 Fakultní nemocnice Olomouc  
 Výtisk č. 5 RC SÚJB

Výtisk č. : 1  
 Celkem výtisků : 5

Měření provedl a kontroloval:  
 Měřil: Tomáš Vitásek  
 Vypracoval: Jiří Montag  dne: 1.7.2008  
 Ověřil: Ing. Přemysl Hromada  Vedoucí laboratoře: MUDr. Leopold Trdý 

## 2.2 Další části a příslušenství

Zpracování snímků: *Digitální zpracování*

<i>pro filmové zobrazení</i>	<i>pro digitální zobrazení</i>
není součástí zařízení	<b>Detektor</b> výrobce: Planmeca typ: dixi B1 v.č.: rok výroby:

## 3. DOKUMENTACE A ÚDAJE PRO ZKOUŠKY

- prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb.
- výsledky zkoušek provedených u výrobce, např. jmenovitá hodnota ohniska
- protokol z předcházející zkoušky dlouhodobé stability
- záznamy ze zkoušek provozní stálosti
- návod k obsluze přístroje v českém jazyce
- doporučený rozsah a frekvence servisních prohlídek

Rozhodnutí k nakládání se ZIZ č.j.:

vydáno dne

platnost do

## 4. POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Měřicí přístroj	PMX-III	v.č.: 1865	ověření do: 2008
Detektor	R-100	v.č.: 226	ověření do: 2008
Fantom	- desetistupňový zubní fantom 0 - 15,4 mm, v.č.:		
Filmy	- film 3 × 4 cm užívaný na pracovišti		
	- film 18 x 24		
Denzitometr	- denzitometr X-RITE 331 v.č.:	035302	
Pomůcky	- sada filtrů Al		
	- stojan pro geometrii úzkého svazku		
	- zubní válec		
	- Siemensova hvězdice v.č.:	11808	
	- test rozlišení		
	- lupa		
	- digitální teploměr		
	- délkové měřidlo		
	- stolní negatoskop		
	- stopky		

## 5. RENTGENOVÉ ZAŘÍZENÍ

### 5.1 Vizuální a funkční zkoušky

#### Vizuální prohlídka:

- přítomnost všech krytů, spínačů, šroubů apod.
- mechanické seřízení, uchycení kabelů - označení ovládacích a signalizačních prvků
- uvedení výrobních čísel, jmenovitých hodnot napětí, proudu, velikosti ohniska a filtrace na štítku
- označení polohy ohniska na krytu rentgenky
- návod k obsluze přístroje v českém jazyce

#### Funkční zkoušky:

- signalizace síťového napětí
- signalizace expozice
- funkčnost ovládacích prvků - nastavení a stabilita pracovních poloh zářiče
- uchycení tubusu

Vyjádření souladu:

**ANO**

## 5.2 Napětí rentgenky

Vzdálenost ohnisko-detektor 40 cm

Vzdálenost ohnisko-konec tubusu 30,5 cm

**Horní molár dospělý**Nastavené napětí  $U_{a \text{ nast.}}$  63 kV napětí sítě 229 VNastavený proud  $I_{a \text{ nast.}}$  8 mANastavený expoziční čas  $t_{\text{nast.}}$  100 ms Předvolba: D/DM

expoziční č.	$U_a$ měř.	$\Delta U_a$
	kV	%
1	63,6	1,02
2	63,9	1,45
3	63,6	0,99
4	63,6	0,96
5	63,8	1,22
střední hodnota	63,71	
v.k.(%)	0,20	

**Dolní řezák dítě**Nastavené napětí  $U_{a \text{ nast.}}$  60 kV Předvolba: d/DRNastavený proud  $I_{a \text{ nast.}}$  8 mANastavený expoziční čas  $t_{\text{nast.}}$  50 ms

expoziční č.	$U_a$ měř.	$\Delta U_a$
	kV	%
1	60,5	0,90
2	60,9	1,54
3	60,8	1,28
4	61,1	1,89
5	60,8	1,28
střední hodnota	60,83	
v.k.(%)	0,36	

**Pro zařízení s volbou napětí:**

$U_{a \text{ nast.}}$	$U_a$ měř.	$\Delta U_a$
kV	kV	%
63	63,6	1,02
70	70,7	0,99

## Požadavky:

- odchylka  $\leq \pm 10 \%$
- napětí nesmí být nižší než 50 kV<sup>(-3%)</sup>

## Poznámky:

- celk. nepřesnost měřidla:  $\pm 3\%$

Vyjádření souladu: **ANO**

**5.3 Celková filtrace**

Nastavené napětí	$U_{a \text{ nast.}}$	70 kV
Nastavený proud	$I_{a \text{ nast.}}$	8 mA
Nastavený expoziční čas	$t_{\text{nast.}}$	100 ms
Vzdálenost ohnisko-detektor		40 cm

d	K	$K_{\text{str}}$
mm Al	mGy	mGy
0	0,409	
0	0,409	
0	0,408	0,409
2	0,230	
2	0,230	
2	0,232	0,231
3	0,184	
3	0,184	
3	0,184	0,184

Polotloušťka  $d_{1/2}$  **2,54** mm Al  
 Odhad celkové filtrace **2,7** mm Al


## Požadavky:

- minimální přípustná první polotloušťka dle tab. 204 v ČSN EN 60601-1-3
- celková filtrace pro napětí rentgenky od 50 do 70 kV včetně: minimálně 1,5 mm Al  
 pro napětí rentgenky nad 70 kV: minimálně 2,5 mm Al

Vyjádření souladu

ANO

## 5.4 Ohnisko rentgenky



Siemensova hvězdice sektorová s paprsky 1,0°

v. č.: 11808

zvětšení M = 1,49

jmenovitá hodnota ohniska (mm)	šířka v $\perp$ sm. s osou A-K (mm)		délka v $\parallel$ sm. s osou A-K (mm)	
	D $\parallel$	velikost	D $\perp$	velikost
0,7	20	0,71	27	0,95

pozn.: D  $\parallel$ , D  $\perp$  ... průměr oblasti s nulovým kontrastem

Požadavky: (dle ČSN EN 60336)

ve směru $\perp$	0,70	.....	1,10	mm
ve směru $\parallel$	1,00	.....	1,50	mm

Vyjádření souladu  ANO

## 5.5 Velikost a vymezení radiačního pole

Velikost pole záření na konci tubusu..... kruhové (průměr) 57,8 mm

Požadavky

- velikost pole na konci tubusu pro snímkování bez držáčeků rtg filmů (kruhové rtg pole) musí mít průměr < 6 cm
- velikost pole na konci tubusu pro snímkování s držáčky filmů musí odpovídat specifikaci výrobce v dokumentaci přístroje
- vymezení radiačního pole - neshoda  $\leq 4\%$  vzdálenosti ohnisko - konec tubusu
- u obdélníkového pole se uvádí úhlopříčka

Vyjádření souladu  ANO

Vymezení radiačního pole ..... 0,5 %

Vyjádření souladu  ANO

## 5.6 Vzdálenost ohnisko - konec tubusu

byla stanovena odečtem z negativu a výpočtem dle metodiky

Vzdálenost ohnisko - konec tubusu ..... 300,0 mm

Požadavky:

- vzdálenost ohnisko- konec tubusu  $\geq 10$ cm pro napětí  $\leq 60$ kV
- $\geq 20$ cm pro napětí  $> 60$ kV

Vyjádření souladu  ANO

**5.7.1 Kerma ve vzduchu na konci tubusu, reprodukovatelnost****měřeno bez zeslabující vrstvy** (parametry nastaveny pro optimalizovaný snímek)Vzdálenost ohnisko-detektor 40 cm  
Vzdálenost ohnisko-konec tubusu 30,5 cm**dolní řezák dítěte**Nastavené napětí  $U_{a\text{ nast.}}$  60 kV Předvolba: d/DR  
Nastavený proud  $I_{a\text{ nast.}}$  8 mA Nastavený expoziční čas  $t_{\text{ nast.}}$  50 ms

expozice č.	$K_{KT}$
	mGy
1	0,265
2	0,263
3	0,263
4	0,263
5	0,261
střední hodnota	0,263
v.k.(%)	0,58

**dolní řezák dospělého**Nastavené napětí  $U_{a\text{ nast.}}$  60 kV Předvolba: d/DRD  
Nastavený proud  $I_{a\text{ nast.}}$  8 mA Nastavený expoziční čas  $t_{\text{ nast.}}$  80 ms

expozice č.	$K_{KT}$
	mGy
1	0,419
2	0,420
3	0,421
4	0,421
5	0,420
střední hodnota	0,420
v.k.(%)	0,18

**horní molár dospělého**Nastavené napětí  $U_{a\text{ nast.}}$  63 kV Předvolba: D/DM  
Nastavený proud  $I_{a\text{ nast.}}$  8 mA Nastavený expoziční čas  $t_{\text{ nast.}}$  100 ms

expozice č.	$K_{KT}$
	mGy
1	0,582
2	0,583
3	0,580
4	0,581
5	0,579
střední hodnota	0,581
v.k.(%)	0,27

kde:

 $K_{KT}$ ..... Kerma přepočtená na konec tubusu

## Vyjádření souladu

- Požadavky:
1. Reprodukovatelnost - v.k.  $\leq 5\%$   
(u rtg vyrobených před rokem 1998:  $\leq 10\%$ ) ANO
  2. Kerma na konci tubusu pro jednotlivá nastavení má odpovídat poměru: 1(DŘ-dítě):2(DŘ-dosp.):4(HM-dosp.) NE Závada je vlastností typu rtg zařízení
  3. Kerma na konci tubusu pro horní molár dosp.: pro film  $\leq 5$  mGy  
pro RVG  $\leq 1$  mGy ANO

Výsledek: **ANO**

## 5.7.2 Reprodukovatelnost kermy pod fantomem

### měřeno pod 6 mm Al

(pouze u jednopulzních přístrojů s automatickou kompenzací expozičního času v závislosti na napětí sítě)

Vyjádření souladu  -

*Daný test se netýká testovaného zařízení, případně se test neprovádí z důvodu omezení rozsahu prováděných testů (toto omezení je uvedeno a zdůvodněno v úvodu protokolu)*

## 5.7.3 Kerma na konci tubusu (PRO VŠECHNY PŘEDVOLBY - POUZE PŘI PŘEJÍMACÍ ZKOUŠCE)

(test se provádí pouze při přejímací zkoušce - pro rtg zařízení s orgánovými předvolbami a pro doporučenou citlivost filmu)

Vyjádření souladu  -

*Daný test se netýká testovaného zařízení, případně se test neprovádí z důvodu omezení rozsahu prováděných testů (toto omezení je uvedeno a zdůvodněno v úvodu protokolu)*

## 6. ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM

### 6.1 Zpracování filmů

#### 6.1.1 Světlotěsnost temné komory a její pracovní osvětlení

Vyjádření souladu  -

*Daný test se netýká testovaného zařízení, případně se test neprovádí z důvodu omezení rozsahu prováděných testů (toto omezení je uvedeno a zdůvodněno v úvodu protokolu)*

#### 6.1.2 Světlotěsnost vyvolávacího automatu (nebo boxu)

Vyjádření souladu  -

*Daný test se netýká testovaného zařízení, případně se test neprovádí z důvodu omezení rozsahu prováděných testů (toto omezení je uvedeno a zdůvodněno v úvodu protokolu)*

#### 6.1.3 Výměna chemikálií

Vyjádření souladu  -

*Daný test se netýká testovaného zařízení, případně se test neprovádí z důvodu omezení rozsahu prováděných testů (toto omezení je uvedeno a zdůvodněno v úvodu protokolu)*

**6.2 Kvalita zobrazení - kerma (pro digitální zobrazení)****6.2.1 Senzitometrie, kerma ve vzduchu na konci tubusu, artefakty**

Detektor umístěn 2 cm od konce tubusu, na něm položen fantom ZX 13 (event. 6 mm Al)

nastavení pro horní molár dospělého	používané na pracovišti	optimalizované
detektor pro digitální zpracování (typ)	dixi B1	
Nastavené napětí rentgenky (kV)	63	63
Nastavený proud rentgenkou (mA)	8	8
Nastavený expoziční čas (s) / korekce	0,125-D/HM	0,1-D/DM
Optická denzita (OD) pod 15,4 mmAl	-	-
13,0 mmAl	-	-
6,0 mmAl	-	-
1,8 mmAl	-	-
maximální zčernání (OD)	-	-

Pozn.: U digitálního zobrazení se test 6.2.1 neprovádí.

**Výsledky testů**

nastavení pro horní molár dospělého	používané na pracovišti	optimalizované	Vyjádření souladu
<b>6.2.1.1 Kerma na konci tubusu pro nastavení používané na pracovišti (mGy)</b>	0,79	-	ANO
<b>6.2.1.2 Kerma na konci tubusu pro optimalizované nastavení (mGy)</b>	-	0,58	ANO
<b>Senzitometrie snímku zubního fantomu</b>			
teplota vývojky (°C)	-	-	-
vyvolávací čas (min)	-	-	-
<b>6.2.1.3 Minimální optická hustota (OD)</b>	-	-	-
<b>6.2.1.4 Referenční zčernání (OD)</b>	-	-	-
<b>6.2.1.5 Kontrast</b>	-	-	-
artefakty (přítomnost)	-	NE	ANO
stupně šedi (viditelnost)	-	ANO	ANO
<b>6.2.2 Kerma pod fantomem (6 mm Al) pro optimalizované nastavení (mGy)</b>	-	0,130	ANO
<b>6.2.3 Poměr hodnoty kermy ve vzduchu na konci tubusu (bez zeslabovací vrstvy) k hodnotě kermy ve vzdálenosti 20mm od konce tubusu pod 6 mm Al</b>	-	4,5	ANO
<b>6.2.4 Rozlišení dvojice čar při vysokém kontrastu (Lp/mm)</b>	-	10,0	ANO

**Požadavky:**

- kerma ve vzduchu na konci tubusu pro horní molár dospělého pacienta  $\leq 1$  mGy (pro radioviziografii),  $\leq 2$  mGy (pro zobr. syst. Digora)
- na monitoru musí být viditelné všechny stupně šedi (všechny stupně zubního fantomu)
- na monitoru nesmí být vidět žádné artefakty
- kerma ve vzduchu pod 6 mm Al pro optimalizovaný snímek  $\leq 0,5$  mGy
- poměr hodn. kermy ve vzd. na konci tub. (bez zesl. vrstvy) k hodn. kermy ve vzdál. 20mm od konce tub. pod 6mmAl  $\leq 10$
- rozlišení pro RVG dle specifikace výrobce (starší systémy RVG obvykle 4 až 10 Lp/mm, moderní i více než 20 Lp/mm)



### 8. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

#### 8.1 Ochrana pacientů

zástěra dospělá	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	Chirana	atest
stínící ekvivalent vyznačen	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	(objednána nová)	mmPb
límeček dospělý	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	Radprom	atest
stínící ekvivalent vyznačen	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		0,3 mmPb
dětská klientela	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		
límeček dětský	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		atest
stínící ekvivalent vyznačen	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>		mmPb
stolička s opěrkou hlavy	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		
optický kontakt s pacientem	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>		
obdélníkový tubus	<input checked="" type="checkbox"/> není součástí zařízení			
držák filmu pro obdélníkový tubus	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>		

Vyjádření souladu: **ANO**

#### 8.2 Ochrana personálu


Obsluhující personál chráněn

- stínící stěnou nebo zástěnou
- minimálním odstupem od rtg přístroje na vzdálenost 2 m

Vyjádření souladu: **ANO**

#### Grafický záznam

průběhu výstupu záření



**VÝSLEDEK ZKOUŠKY RTG ZAŘÍZENÍ**

Typové označení zařízení (název typu)	Planmeca Intra
Výrobní číslo ZIZ	IXRF061842 - inv.č. C006164-000
Kryt zářiče (název typu)	Planmeca Intra
Technická úprava zařízení	112031
Fixace zdroje	10
Oblast použití	200
Držitel povolení k používání ZIZ - název	Fakultní nemocnice Olomouc
IČO držitele povolení k používání ZIZ	00098892
Umístění zdroje (adresa), pracoviště, pracovní místo	779 00 Olomouc, I.P.Pavlova 6
Název držitele povolení, který provedl zkoušku	RadEX Primar s. r. o.
Evid. číslo držitele povolení, který provedl zkoušku	105546
IČO držitele povolení, který provedl zkoušku	60719478
Jméno osoby, která zkoušku provedla	Tomáš Vitásek
Datum provedení zkoušky (I) (zahájení zkoušky)	19.6.2008
Datum provedení zkoušky (II) (ukončení zkoušky)	-
Datum konce platnosti zkoušky	19.6.2009
Číslo protokolu	ocn8f78z.xls
IČO držitele povolení, který provedl předchozí zkoušku	60719478
Číslo předchozího protokolu	ocn7f78z

<b>RENTGENOVÉ ZAŘÍZENÍ</b>		Vyjádření souladu	
5.1	Vizuální a funkční zkoušky	<b>ANO</b>	(výsledek)
5.2	Napětí rentgenky	<b>ANO</b>	
5.3	Celková filtrace	<b>ANO</b>	
5.4	Ohnisko rentgenky	<b>ANO</b>	
5.5	Velikost a vymezení radiačního pole	<b>ANO</b>	57,8 mm
5.6	Vzdálenost ohnisko – konec tubusu	<b>ANO</b>	
5.7.1	Kerma ve vzduchu na konci tubusu, reprodukovatelnost	<b>ANO</b>	
5.7.2	Reprodukovatelnost kermy pod fantomem	-	
5.7.3	Kerma na konci tubusu (pro všechny předvolby - pouze u přejím. testu)	-	

<b>ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM</b>		Vyjádření souladu	
6.1.1	Světlotěsnost temné komory a její pracovní osvětlení	-	
6.1.2	Světlotěsnost vyvolávacího automatu	-	
6.1.3	Výměna chemikálií	-	
6.2.1	Senzitometrie snímku zubního fantomu	-	
6.2.1.1	Kerma na konci tubusu pro nastavení používané na pracovišti	<b>ANO</b>	
6.2.1.2	Kerma na konci tubusu pro optimalizované nastavení	<b>ANO</b>	0,56 mGy
6.2.1.3	Minimální optická hustota	-	-
6.2.1.4	Referenční zčernání	-	-
6.2.1.5	Kontrast	-	-
6.2.2	Kerma pod fantomem (6 mm Al) pro optimalizované nastavení	<b>ANO</b>	0,13 mGy
6.2.3	Poměr hodnoty kermy ve vzduchu na konci tubusu (bez zeslabov. vrstvy) k hodnotě kermy ve vzdálenosti 20mm od konce tubusu pod 6 mm Al	<b>ANO</b>	
6.2.4	Rozlišení dvojic čar při vysokém kontrastu	<b>ANO</b>	

<b>OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY</b>		Vyjádření souladu	
8.1	Ochrana pacientů	<b>ANO</b>	
8.2	Ochrana personálu	<b>ANO</b>	

Poznámky:

Uživatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**  
**klinika čelistní a obličejové chirurgie - 1. pomoc**  
**779 00 Olomouc, I.P.Pavlova 6**

IČ: **00098892**

měřeno dne: **19.6.2008**

Rtg generátor: **Planmeca Intra v.č.: IXRF061842 - inv.č. C006164-000**  
Rtg zářič: **D0711SB v.č.: 99438**

### **Posouzení závažnosti zjištěných závad u zubních rentgenů určených pro intraorální snímkování**

SÚJB 7.11.2002, č.j.16994/4.4/02/Mik, příloha 1

#### **A - Závady k neprodlenému odstranění:**

(zjištěné závady jsou označeny ☒)

- 1. kerma na konci tubusu při nastavení na horní molár dosp. používaném na pracovišti > 5mGy (u RVG > 1mGy)
- 2. nefunkční signalizace vysokého napětí a/nebo expozice
- 3. nestabilita ramene v pracovní poloze
- 4. uvolněný tubus nebo uchycení tubusu
- 5. reprodukovatelnost (variační koeficient v %) kermy při standardním snímku > 20%
- 6. filtrace nižší než požadovaná
- 7. velikost pole na konci tubusu > 6 cm
- 8. vymezení radiačního pole > 5%
- 9. chybějící držák filmu pro obdélníkový tubus
- 10. hodnota kermy ve vzduchu ve vzdálenosti 20 mm od konce tubusu pod 6 mmAl > 0,7mGy a/nebo hodnota kermy na konci tubusu > 5mGy (pro horní molár dosp.) - dle výsledků ZDS
- 11. nevyhovující senzimetrické charakteristiky
- 12. u PZ nevyhovuje relativní odstupňování kermy pro všechny předvolby

#### **B - Závady k odstranění do 2 měsíců:**

- 1. poměr hodnoty kermy ve vzduchu na konci tubusu (bez zeslabující vrstvy Al) k hodnotě stanovené ve vzdálenosti 20 mm od konce tubusu pod 6 mm Al > 10 a/nebo na zkušební snímku nejsou viditelné všechny stupně šedi
- 2. přesnost napětí > ±10% a/nebo odpovídající filtrace nevyhovuje
- 3. reprodukovatelnost kermy v.k. > 10%; u nových zařízení vyrobených po roce 1998 > 5%
- 4. rozlišení je horší než 8 párů čar na 1mm (u RVG dle dokumentace výrobce)
- 5. nevyhovující světlostnost a/nebo nevhodné pracovní osvětlení temné komory (2 min.test)
- 6. hodnota kermy ve vzduchu pro jmenovité zčernání pod 6 mmAl ve vzdálenosti 20 mm od konce tubusu > 0,5 mGy
- 7. u PZ chybějící český návod k obsluze
- 8. chybějící zástěra pro ochranu pacienta
- 9. pouze jedna velikost ochranného límce
- 10. chybějící optický kontakt s pacientem během expozice
- 11. chybějící fixace hlavy během expozice (židle s opěrkou hlavy apod.)
- 12. není zavedena kontrola kvality zobrazení pomocí zubního fantomu
- 13. nejsou funkční minimálně 3 předvolby pro dolní řezák dět., dolní řezák dosp. a horní molár dosp.
- 14. délka tubusu neodpovídá podmínce:  $\geq 20$  cm pro  $U_{jm} > 60$  kV

#### **C - Parametry, na které se uvedené požadavky zatím nevztahují:**

- 1. velikost ohniska

#### **Závěr:**

- Zjištěny vady k okamžitému odstranění
- Zjištěny vady k odstranění do dvou měsíců
- Nebyly zjištěny žádné ze závad. Na rtg pracovišti není nutno provádět změny

Upozornění: Vážená paní doktorko, vážený pane doktore. Zjištěné závady na Vašem rtg přístroji jsou zatrženy křížkem. Tento seznam závad, který Vám byl zaslán spolu s protokolem, prosím, považujte za definitivní.

Vypracoval: Jiří Montag  
1.7.2008

Podpis: 

