

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Technik: Štěpán Zrna


Zákazník: FN Olomouc

Výrobní číslo: 18241187

Typ přístroje: BASE Intensive SV č.: CZ 086430215

Č.	Procedura	Naměřeno	Stav
1.	Kontrola krytu, nálepek a funkčnosti Base		☒
2.	Klávesnice, kontrola otočného voliče		☒
3.	Kontrola výstupního napětí - zajistěte Module na Base - base připojte k síťovému napětí - změřte napětí mezi pin 1 a pin 8 na konektoru 15-pin Sub-D Napětí: $7,25\text{ V} < 7,3 < 7,35\text{ V}$		☒
4.	Kontrola zkratu na výstupním napětí - zkrat mezi pin 1 a 8 na konektoru 15 pin Sub-D Base vypne. Po odstranění zkratu Base normálně restartujte		☒
5.	Kontrola elektrického propojení na konektoru 15 pin Sub-D - zajistěte Module na Base - base připojte k síťovému napájení - zapněte Module - během samočinného testu (2-3 s) zkontroluj, že všechny indikace na Base se rozsvítí alespoň jednou - nainstaluj stříkačku - potvrď rychlost podávání - kontroluj, že údaje displeje na Base jsou v souladu s provozními parametry instalovaného Module - vyvolej alarm na (např. .) - zkontroluj, že červená indikace na Base bliká		☒
7.	Kontrola překročení počtu Module - devátý Module nainstalovaný na osmém se nerozpozná a vyvolá chybové hlášení		☒
8.	Překontroluj síťové napájení a zajisti Module na Base - připoj Base k síťovému napájení - překontroluj, že síťové napájení (oranžové) na Module a na Base svítí kontinuálně		☒

9.	Test „Battery autonomy“ - nabití dostatečně baterii - zajištění Module na Base - připojení Base k síťovému napájení - zapnutí Module a naprogramujte průtok - zkontroluj, že indikace (oranžová) napájení Module a Base trvale svítí. - odpoj síťovou šňůru. - zkontroluj že indikace alarmu napájení (červená) na Base bliká. - zkontroluj alarm: jedno pípnutí každých 15 sekund první dvě minuty. - test výdrže baterie > 45 min Pokud výdrž baterie není dostatečná, vyměň baterii. Změnění výdrže 25 až 50 % oproti originální hodnotě je normální a může být způsobeno buď zeslánutím chemických článků nebo když intervaly mezi nabitím a vybitím jsou příliš dlouhé.	☒
10.	Kontrola elektrické bezpečnosti - ověř odpor > 10 megaohm mezi: - fází a GND (pin7 na konektoru 15 pin SubD) Použité měřicí pomůcky: Revex 2051	☒

Datum:	16.10.2008	Kontrolu provedl:	Štěpán Zrna	Podpis (razítko):	 FRESERIUS MEDICAL CARE Lužná 591, 160 05 Praha 6 Tel.: 235 358 212 DIČ: CZ45790884 TECHNICKÝ SERVIS
Poznámka:					
Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče a je uvolněn k dalšímu používání	☒ Ano ☐ Ne				
Datum:	16.10.2008	Vystavil:	Štěpán Zrna	Podpis (razítko):	 FRESERIUS MEDICAL CARE Lužná 591, 160 05 Praha 6 Tel.: 235 358 212 DIČ: CZ45790884 TECHNICKÝ SERVIS