

**Multi Sling 25105**

Materiál: Polyester

Zakončení: Polyester

Nosnost: 150 kg

Velikost: S, M, L

Praní: viz. etiketa

Volitelné příslušenství: Kyčelní pás 25107

Velikost (obvod hrudníku)		Min.	Max.
S	Small - Malý	70	86
M	Medium - Střední	86	104
L	Large - Velký	104	122

**Multi Sling 25105**





Závěs Multi Sling 25105 lze použít pro:

- Návčik chůze
- Hygienu
- Oblékání / svlékání
- Přesun

Použijte hrudní pás jako oporu při návčiku chůze a stability, při používání toalety nebo oblékání / svlékání. Pro zvýšení opory a bezpečí lze použít hrudní pás. Pokud návčik chůze provádí pacient s těžším poškozením pohybového ústrojí, je možné doplnit závěs Kyčelním pásem 25107, který lze dokoupit jako příslušenství.

Vak je navržen pro dvoubodové i třibodové zavěšení.


**Důležité!**

 Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

## Víceúčelový závěs Multi Sling

Závěs Multi Sling je vybaven čtyřmi popruhy pro zavěšení. Dva jsou umístěny vpředu a dva vzadu hrudního pásu. Ilustrace zobrazují dvoubodové zavěšení, ale je možné i tří- nebo čtyřbodové zavěšení. Toto ovšem musí být vyzkoušeno individuálně dle možností pacienta a účelu použití závěsu. Níže jsou uvedeny příklady použití: hygiena, oblékání / svlékání a nácvik chůze. Mějte na paměti, že pacient musí alespoň částečně nohy ovládat!

1.



Protáhněte elastický hrudní popruh skrz oka na vnitřní straně hrudního pásu. Hrudní popruh umístěte okolo pacientova pasu a přiměřeně utáhněte. Toto může být provedeno jak v ležící tak sedící poloze. Čím více elastický popruh utáhnete, tím stabilnější bude závěs při zvedání.

## Hygiena, oblékání a svlékání

2.



Zahákněte oba zadní popruhy závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Když začnete pacienta zvedat pomocí kazety, bude se mírně předklánět vpřed. Bude-li mít pacient možnost se při zvedání něčeho přidržovat, bude pro něj snazší vstát. Ve většině případů stačí přizvednutí o pár centimetrů k obléknutí či svléknutí oděvu. Ujistěte se, že pacient stojí při zvedání stabilně.

3.



Alternativní zavěšení – Zahákněte přední popruhy hrudního pásu na háky nastavitelného ramene kazety, nebo je-li kazeta vybavena třibodovým zavěšením, zavěste je na přední hák. Při použití všech čtyř popruhů hrudního pásu je pacient držen ve vzpřímené poloze. Nezapomínejte, čím více jsou zatíženy přední popruhy hrudního pásu, tím roste riziko sklouzávání hrudního pásu.

## Nácvik chůze

2.



3.



Hrudní pás může být použit samostatně jako pomůcka při nácviku chůze a stability. Pokud použijete k zavěšení pouze zadní popruhy hrudního pásu (obr. 2), pacient bude mírně předkloněn dopředu. Při použití všech čtyř popruhů hrudního pásu bude pacient držen ve zpřímené poloze. Přední popruhy mohou být zavěšeny jak na háky nastavitelného ramene, tak na přední hák pokud je kazeta vybavena třibodovým zavěšením.

4.




Pro větší bezpečí v závěsu je možné použít opory nohou, které zabraňují sklouznutí hrudního pásu

5.



6.



Při nácviku chůze s pacienty s těžším postižením pohybového ústrojí je vhodné nahradit opory nohou Kyčelním pásem 25107. Tím se docílí rovnoměrnějšího rozložení hmotnosti pacienta souměrně do obou kyčlí a lepší stability pacienta.