

Závěs pro nácvik chůze typu 25105 – návod k použití

Tento závěs byl vyvinut speciálně pro nácvik chůze pacientů v rámci rehabilitace. V kombinaci se zvedací kazetou a kolejnicovým systémem Roomer umožňuje nácvik chůze po dráze dané kolejnicí. K dodání je v několika velikostech. Systém popruhů, přezek a polstrování závěsu dává možnost nastavení dle potřeb a postavy pacienta. V závěsu lze pacienta pomocí zvedací kazety postavit (posadit) bez nároku na fyzickou zdatnost asistující osoby. Při nácviku chůze zvedací kazeta prostřednictvím závěsu pacienta podle potřeby nadlehčuje a dává mu jistotu záchrany. Závěs je vhodné použít v kombinaci s dalšími pomůckami, jako jsou chodítka či podpažní berle.

Závěs je dodáván ve velikostech S, M a L, v barvě černé.

Nosnost 150 kg u všech velikostí.



Zvedání a přeprava osob vždy přináší určitá rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel.

Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

Pro správné, pohodlné a bezpečné použití postupujte dle pokynů na další straně.



Pro správné, pohodlné a bezpečné použití je třeba dodržet následující zásady:

- Zvolte vhodnou velikost závěsu (postroje), dle postavy pacienta. Velikosti: S-malý, M-střední, L-velký
- Jako první díl nasadte hrudní popruh. Pod hrudní popruh je možné aplikovat hrudní pás. Pokud jej používáte, utáhněte jej jen tak, aby nebránil dýchání pacienta. Hrudní pás urovná a stabilizuje oblečení na těle pacienta a tím zjednodušuje aplikaci hrudního popruhu. Hrudní popruh utáhněte jen zlehka, aby nebylo ztíženo dýchání.
- Při použití opor nohou připněte tyto na přezky hrudního popruhu. Jejich délku nastavte tak, aby střed hrudního popruhu byl v tu chvíli na rozhraní hrudníku a břicha.
- Při použití kyčelního popruhu připněte tento na přezky hrudního popruhu. Délku spojovacích popruhů nastavte tak, aby kyčelní popruh podepíral hýžděové svaly. Rozhodně by kyčelní popruh neměl být výš v oblasti beder, takto by neplnil svou funkci!
- Postroj lze zavěsit dvou, tří i čtyřbodově. K zavěšení vždy použijte všechny 4 zavěšovací popruhy postroje. při dvou a tříbodém zavěšení se zahákává více popruhů na jeden hák zvedací kazety.
- Před zvedáním pacienta se ujistěte, že všechny popruhy jsou bezpečně zavěšeny, přezky postroje správně pospojovány postroj není zaháknutý za jiné předměty (vozík, lůžko apod.)
- Při vstávání (zvedání) pacienta ze sedu je třeba jeho spolupráce. Pacient nesmí ztratit kontakt s podložkou, postroj ho má pouze nadlehčovat. Je vhodné, aby se rukama přidržel závěsu postroje, nebo se při vstávání a sedání opíral o podpůrnou pomůcku.
- Při vlastním nácviku chůze používejte tento závěs v kombinaci s jinými podpůrnými pomůckami (chodítka, berle, hole).
- Hmotnost pacienta je třeba přiměřeně rozložit na síly zatěžující jeho dolní končetiny, podpůrnou pomůcku a postroj.
- Při použití tohoto postroje nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru. Pokud je třeba pacienta výrazně nadlehčovat, kontrolujte, zda popruhy nebrání krevnímu oběhu v dolních končetinách a dýchání. Během cvičení kontrolujte správné usazení postroje. Nesprávné upevnění postroje by mohlo způsobit pohmožděliny.

Kombinace hrudního popruhu a podpor nohou (pohled zepředu a zezadu)



Kombinace hrudního a kyčelního popruhu



Správně

Špatně