

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: info@fnol.cz
IČ: 00098892

dle zákona 375/2022 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a ČSN EN 60601-1-2 ED. 3 a ČSN EN 62353 ED.2

Celkové hodnocení:

Provozovatel – uživatel prostředku: **Fakultní nemocnice Olomouc**
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
IČ: 00098892

Inventární číslo:

Umístění:

Výrobní číslo:

Název a typ:

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Název přístroje/přípravku:	Výrobní číslo:	Číslo kalibrace:	Platnost do:
----------------------------	----------------	------------------	--------------

Výsledky provedených kontrol a měření*:

Vizuální kontrola:

Funkční kontrola:

Měření teploty spirály po 3 minutách ($\leq 39^{\circ}\text{C}$):

Kontrola stability teploty po dobu min. 30 minut:

Měření el. bezpečnosti:

Síťové napětí

U:

V

Odpor PE obvodu

R_{pe}:

Ω

Izolační odpor

R_{isoM-PE}:

M Ω

Přímé unikající proudy (normální podmínky)

I_{dirEq}:

μA

inverzní:

μA

Přímé unikající proudy (stav jedné závady)

I_{dirEqPE}:

μA

inverzní:

μA

Dotykové proudy

I_{dirTouch}:

μA

inverzní:

μA

Zjištěná závada/poznámka:

Závěr kontroly:

Byla provedena bezpečnostně technická kontrola. Přístroj schopen bezpečného provozu.

Kontrola byla provedena dne:

Termín příští kontroly:

Kontrolu provedl:

Os. číslo:

Klapka:

Podpis technika