

VÝSLEDKY:

Použité zkratky:
ECC – extra korporální cirkulace (mimotělní oběh), **KS** – krevní skupina, **Dg** – diagnóza, **I** – litr, **cm** – centimetr, **kg** – kilogram, **m²** – metr čtvereční, **I/min** – litr za minutu, **mg** – miligram, **ml** – mililitr, **SCP** – Stockert centrifugální pumpa, **ACT** – aktivovaný koagulační čas, **hod** – hodina, **Ao** – aorta, **AF** – arteria femorális, **VCS** – horní dutá žíla, **VCI** – dolní dutá žíla, **Pl. žíla** – plícnice, **LS** – levá síň, **LK** – levá komora, **min** – minuta, **TK** – tlak krve, **P** – pulz, **CVP** – centrální venózní tlak, **Air** – vzduch, **FIO₂** – frakce kyslíku ve vdechované směsi plynů, **SvO₂** – saturace kyslíkem, **HTK** – hematokrit, **SEVO** – sevoflurane, **TMM** – teplota v močovém měchýři, **Tj** – teplota v jícnu, **TK1** – tlak před oxygenátorem, **TK2** – tlak plegie

☐ **Záznam ECC**

☐ **Off pump**

Pacient(tka) – jméno a příjmení:		Rodné číslo (číslo pojištění):					
Datum narození: (není-li rodné číslo)		Kód zdravotní pojišťovny:					
Adresa trvalého pobytu pacienta: (případně jiná adresa)		KS:					
Dg.:		Výkon:		Objem krve (l):			
Výška (cm):		Hmotnost (kg):		Povrch (m ²)		Kalk. perfuze (l/min):	
Heparin (mg):		pac. (ml):		+ do ECC (ml):			
		Off pump	ECC			Off pump	ECC
Pacient - identifikován - dokumentace prostudována		☐	☐	SCP / Biomedicus - správné zapojení - baterie dobity - externí modul připraven (Biomedicus) - zpětná chlopeň správně zapojena - flow meter správně připojen		☐	☐
Přístroj pro mimotělní oběh - zvolena správná zásuvka - moduly funkční - směr otáček správný		☐	☐			☐	☐
Plyny - připojeny - otevřeny přívody - průtok plynů správný		☐	☐	Odvzdušnění + okluze - okluze nastavena - odvzdušněny hadice, oxygenátor, filtr - odvzdušněna kardioplegie - recirkulace uzavřena		☐	☐
Sterilita - obaly neporušeny - expirace v pořádku		☐	☐	Monitoring - teploměry připojeny - tlakoměry funkční - senzory zapojeny a kalibrovány		☐	☐
Výměník tepla - funguje - doplněna voda - připojení hadic k oxygenátoru správné - výměník tepla testován - kontrola hadic při Off-pump prováděna		☐	☐	Bezpečnostní zařízení a alarmy - alarmy nastaveny (tlak, teplota) - detektor bublin spuštěn - hlídač hladiny připojen a spuštěn - pohotovostní pohonná jednotka připravena		☐	☐
Vyhřívací podložka - před použitím dodrženy pokyny výrobce - vizuální kontrola podložky bez závad - průtok tekutiny volný		☐	☐	Antikoagulace - ACT před heparinem _____		☐	
Oxygenátor - plyny připojeny - výstupy plynů volné - výměník tepla testován		☐	☐	- heparin podán v ____ hod.		☐	☐
		☐	☐	- ACT po heparinu _____		☐	
Hadice - všechny hadice propojeny - kohouty zkontrolovány - sání ve správném směru - chlopně ve správném směru - kontrola složeného setu		☐	☐	Doplňky připraveny - klemy - kliky - léky - hemokoncentrátor - autotransfuzní vak		☐	☐

Vysvětlivky: ☒ v případě ověření a správnosti odškrtnout

Datum: _____

Mimotělní oběh smí být spuštěn
jmenovka + podpis perfuziologa

