

Informace LP č. 07/2004

Upozornění na nedodržování platné legislativy v oblasti hygieny a epidemiologie ve FNO

Určeno	Všem zástupcům pro LP, vrchním sestrám, staničním sestrám a vedoucím laborantům	
	Zpracoval	Vydavatel
Útvar	Oddělení nemocniční hygieny (ONH)	úsek náměstka pro LP
Funkce	pověřena vedením	náměstek pro LP
Jméno	Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc.	prim. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Datum	2004-08-27	2004-08-27
Podpis	Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc., v.r.	prim. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., v.r.
Účinnost od:	2004-08-27	2004-08-27

1. Účel

Účelem je upozornit zaměstnance FNO na dodržování platné legislativy v oblasti hygieny a epidemiologie.

2. Závaznost

Všichni zdravotničtí zaměstnanci FNO.

3. Vlastní text

Pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci začali ve FNO provádět systematické šetření, předmětem kontroly je hlavně prevence NN a kontrola procesů dezinfekce a sterilizace. Šetření se pravděpodobně postupně dotkne všech klinik a oddělení FNO.

Závěry kontrol z prvních několika klinik ukazují na **nedodržování vyhlášky MZ ČR č. 440/2000 Sb.**, i vnitřních směrnic v provozu FNO, konkrétně se jedná o **Směrnici č. Sm L012 Hygienická pravidla a metodických pokynů – MP-L012-02 a MP-L012-03.**

Mezi nejčastější zjištěné nedostatky na klinikách patří nedodržování bariérové ošetrovací techniky, nepoužívání sterilního materiálu a základních zásad asepse i hygieny rukou. Další nedostatky se týkají sterilizace, tj. nedodržování kontroly účinnosti sterilizačního procesu, nedostatečná dokumentace sterilizace, nepovolené obaly na sterilní materiál. Konkrétně byly často zmiňovány tyto závady :

- při invazivních zákrocích se **nepoužívaly sterilní rukavice, sterilní materiál a pomůcky**,
- každý pacient neměl k dispozici **individuální sterilní set** s instrumentáři,
- nedostatečné vybavení klinik a oddělení dávkovači s mýdlem a s dezinfekčním roztokem na ruce,
- nedostatečné vybavení papírovými ručníky – k utírání rukou se musí používat jednorázový materiál,
- **jako primární obal ke sterilizaci jsou používány již 4 roky vyhláškou nepovolené nerezové bubny a skleněné dózy** (tyto lze použít pouze jako sekundární obal, do kterého jsou vloženy pomůcky či nástroje vysterilizované **v povoleném primárním obalu** – papírovém, polyamidovém nebo kombinovaném papír-fólie – vždy označeném procesovým testem a zataveném svářem širokým alespoň 8 mm nebo 2x3 mm). **Každý jednotkový obal s vysterilizovaným materiálem musí být čitelně označen** datem sterilizace, datem expirace, kódem pracovníka, který zodpovídá rovněž za neporušenost obalu a kontrolu procesového testu na obalu. **Jako pevné, opakovaně používané primární sterilizační obaly jsou povoleny jen kontejnery, kazety a dózy (ne skleněné)**,
- u všech parních sterilizátorů nebyly každý den před zahájením sterilizace provedeny **vakuový test a Bowie-Dick test**, výsledky nutno doložit do sterilizačního deníku a pokračovat ve sterilizaci jen v případě obou vyhovujících testů! **Pro parní, horkovzdušnou i formaldehydovou sterilizaci platí** : na každém jednotkovém sterilizačním obalu musí být umístěn procesový test sterilizace, v každé vsázce musí být příslušný počet chemických testů sterilizace (dle objemu sterilizátoru), ten musí být po expozici s datem a popisem zodpovědné osoby vlepen do sterilizačního deníku. Po každém zásahu do

sterilizátoru musí být provedeny biologické testy účinnosti sterilizačního cyklu (provádí ONH), přístroj musí být odstaven až do nahlášení výsledků biotestů z ONH vrchní či staniční sestře,

- nástroje a pomůcky schválené k opakovanému použití nebyly řádně dekontaminovány a dezinfikovány apod.

Oddělení nemocniční hygieny upozorňuje, že všichni zdravotničtí zaměstnanci FNO, odpovídající za proces sterilizace i všechny vrchní sestry, které za tyto zaměstnance odpovídají, byli loni řádně proškoleni a svým podpisem stvrdili, že danou problematiku chápou a budou dodržovat.

U každého sterilizačního přístroje je v počítačovém programu na ONH uvedeno jméno odpovědného pracovníka, stejně jako ve sterilizačním deníku u každého přístroje.

Pokud vedení klinik uváží potřebu dalšího školení, je nutno dohodnout se na termínu na klapce 3282 nebo 2335. Upozorňujeme, že v případě dalších zjištěných závad hrozí ze strany KHS odpovědným osobám finanční postih formou blokové pokuty od výše 1000 Kč.

4. Seznam příloh

Bez příloh