

Přehled akreditovaných zkoušek

Přehled akreditovaných zkoušek	Zkušební laboratoř Oddělení nemocniční hygieny (LONH) poskytuje služby v rámci zkoušek akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.:											
	▪ zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu nebiologickými a biologickými systémy, včetně kultivačního vyšetření biologických indikátorů sterilizace exponovaných při zkoušení účinnosti sterilizačního cyklu: ➤ parního sterilizátoru ➤ horkovzdušného sterilizátoru ➤ formaldehydového sterilizátoru ▪ zkoušení účinnosti mycího procesu strojového mytí chemickými testy - výsledek zkoušky v den testování ▪ monitoring čistoty prostředí ➤ kultivační vyšetření a identifikace mikroorganismů (stěry, otisky, vnitřní ovzduší*) ➤ stanovení počtu částic čítačem částic* (vnitřní ovzduší) - výsledek zkoušky v den měření											
	<table><tr><th>mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři</th><th>kultivace</th></tr><tr><td>biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor</td><td>48 hodin 72 hodin 120 hodin</td></tr><tr><td>stěry + dourčení při pozitivním výsledku</td><td>48 hodin 24 hodin</td></tr><tr><td>otisky</td><td>24 – 72 hodin</td></tr><tr><td>ovzduší</td><td>72 hodin</td></tr></table>	mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři	kultivace	biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor	48 hodin 72 hodin 120 hodin	stěry + dourčení při pozitivním výsledku	48 hodin 24 hodin	otisky	24 – 72 hodin	ovzduší	72 hodin	
	mikrobiologické vyšetření vzorků v laboratoři	kultivace										
	biologické indikátory sterilizace pro: parní sterilizátor horkovzdušný sterilizátor formaldehydový sterilizátor	48 hodin 72 hodin 120 hodin										
stěry + dourčení při pozitivním výsledku	48 hodin 24 hodin											
otisky	24 – 72 hodin											
ovzduší	72 hodin											
Protokol vystaven nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení zkoušky.												
Poznámky: Neakreditované metody vzorkování ovzduší pro identifikaci mikroorganismů: ➤ Aktivní – Airsampler MAS-100 ECO (aeroskop) ➤ Pasivní – sedimentační metoda (spad) * Tyto služby nabízí LONH nejen v rámci FNOL, ale i externím zákazníkům.												
Způsob objednávání služeb	objednávání požadavků přes EFA											
Vedoucí ONH, telefon:	MUDr. Jarmila Kohoutová	2335, 6367										
Kontaktní telefony:	Mgr. Lukáš Fedor	2738, 3278										
	MUDr. Ivana Páleníčková	3279										
Zkušební laboratoř ONH	Jarmila Stropková	3282										
E-email	hygiena@fnol.cz											