



Příloha č. 2 PP-MP-L012-05-02

Přehled sterilizačních programů

Parní sterilizace

používaná zařízení	teplota	délka	následný proces
	134 °C	10 min	sušení
	134 °C	7 min	sušení
	121 °C	10 min	sušení

Formaldehydová sterilizace

nelze používat pro sterilizaci ZPr vyrobených z porézního materiálu

sterilizačním médiem je roztok formaldehydu

používaná zařízení	teplota	délka	následný proces
	65 °C	30 min	-
	65 °C	4 - 6 hodin*	-

* v závislosti na naplnění sterilizační komory

Plazmová sterilizace

nelze používat pro sterilizaci ZPr vyrobených z porézního materiálu

sterilizačním médiem je 59 % roztok peroxidu vodíku ve stavu plazmy

používaná zařízení	teplota	délka	následný proces
	47 - 56 °C	24 min	-
	47 - 56 °C	50 min	-

Tato příloha při změně textu **nepodléhá** připomínkovému řízení FNOL-MIKRO-SOP-SŘK-01 Flexibilní rozsah akreditace.