



Příloha č. 3 PP-Řd-004-08-11-3

Pokyny pro odběr tkáně placenty

Odběr tkáně placenty proveďte co nejdříve po odběru pupečnickové/placentární krve a tkáně pupečnicku!

Upozornění:

Sterilní odběrový materiál je doručen ve sterilním obalu. Odběrový materiál nepoužívejte v případě, pokud je ochranný sterilní obal nebo odběrový materiál viditelně poškozen.

Sada pro odběr placenty obsahuje:

1. ZIP sáček označený „TKÁŇ PLACENTY“
2. Štítky „Autologní odběr / Nemrazit“ a štítek SEC kód
3. Sterilní podložka – 2 kusy
4. Sterilní dvojsáček na odběr tkáně placenty
5. Sterilní rukavice
6. Sterilní fyziologický roztok – 3 kusy
7. Sterilní svorka – 2 kusy
8. Sterilní gázový čtverec – 4 bal
9. Instantní chladicí vložka – 2 kusy



Postup odběru tkáně placenty:



1. Placentu odebírejte po odběru pupečnickové/placentární krve a tkáně pupečnicku. Během manipulace s placentou je nutno dodržovat zásady aseptické práce.
2. Placentu po vaginálním/sectio caesarea porodu položte na přiloženou sterilní podložku a sterilní svorkou zasvorkujte konec pupeční šňůry, 1 cm za svorkou přestříhnete pupeční šňůru.
3. Pomocí fyziologického roztoku a sterilních gázových čtverců placentu **důkladně** opláchněte a očistěte (obr. 2). Takto očištěnou placentu přeneste na druhou, čistou sterilní podložku.
4. Vložte placentu do sterilního transportního dvojsáčku následovně: placentu vložte do vnitřního sáčku, zalijte cca 100 ml fyziologického roztoku (obr.3), zavažte a zasvorkujte sterilní svorkou (obr.4). Potom překryjte vnějším sáčkem a opět zavažte. Vnější sáček označte požadovanými samolepicími štítky ID matky, datum a čas odběru, SEC kód (obr. 5).
5. Aktivujte instantní chladicí vložky tlakem dlaně (obr. 6), společně s placentou zabalenou ve dvojsáčku vložte do ZIP sáčku označeného „TKÁŇ PLACENTY“ (obr. 7). Chladicí vložky musí být před vložením do ZIP sáčku aktivovány.
6. Připravený ZIP sáček s placentou a instantními chladicími vložkami uchovejte do příjezdu kurýra v chladničce CBC (při teplotě +2 až +8°C) společně s odebraným materiálem (pupečnicková /placentární krev, tkáň pupečnicku, vzorek žilní krve matky) a **termočipem**. V žádném případě **NEMRAZTE!!!**
7. Odeberte venózní krev rodičky do předem označených zkumavek.
8. Při vyplnění Průvodního listu nezapomeňte zaškrtnout políčko „tkáň placenty“ v horní části Průvodního listu. Kopii Průvodního listu spolu s vyplněným a podepsaným Informovaným souhlasem rodičky a Evidenčním listem odběrové sady a transportního boxu založte do dokumentace na oddělení a archivujte dle archivačního řádu Vašeho oddělení.
9. Neprodleně po odběru informujte pracovníka CBC CZ na bezplatné lince 800 900 139. Tato linka je v provozu ve všední dny, o víkendech a státních svátcích, mimo pracovní dobu předejte vzkaz na záznamník. Při nahlašování uveďte své jméno, nemocnici, typ odběru, jméno rodičky a datum a čas odběru.
10. Po příjezdu pracovníka odpovědného za transport vložte do přepravního boxu k odebrané pupečnickové/ placentární krvi a tkáni pupečnicku 2 ks nachlazených chladicích vložek, 2 ks zkumavek venózní krve rodičky, originál Průvodního listu pro autologní odběr a případně další související dokumentaci.

DĚKUJEME VÁM ZA PROVEDENÝ ODBĚR!