

# A-1541-0424 / VEDO-3041

## App Subject Facing Screen Report

---

Localized texts are displayed in Czech (Czech Republic).

### Contents

1 Notifications / Subject Card.....	2
2 Form: Activation .....	7
3 Form: Pin .....	10
4 Form: contact .....	11
5 Form: pinchange.....	12
6 Form: Spinner-CompletingActivation.....	16
7 Form: Diary-Out-Of-Time .....	19
9 Device Check.....	21
10 Wifi Configuration .....	23
11 Form: Daily Diary .....	25
12 Form: Screening Visit Diary .....	31
13 Form: Patient main menu.....	34
14 Form: Subject training diary .....	37
15 Form: Settings.....	46
16 Form: Security question .....	52

## 1 Notifications / Subject Card

### Subject Card – BYOD

#### Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!

Níže uvedené informace Vám pomohou s instalací aplikace klinického hodnocení na Vašem mobilním telefonu a vysvětlí Vám, jak ji po instalaci můžete začít používat.

Chcete-li nainstalovat aplikaci, klepněte na odkaz v instalační textové zprávě (SMS) nebo e-mailu, který obdržíte během několika minut, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste textovou zprávu nebo e-mail neobdržel/a, zadejte do webového prohlížeče svého zařízení následující internetovou adresu:

#### [AppURL]

Po nainstalování otevřete aplikaci a zadáním následujícího kódu aktivaci dokončete:

#### [Activation Code]

Přihlaste se pomocí svého dočasného kódu PIN poskytnutého personálem studijní kliniky. Aplikace Vás požádá, abyste kód PIN změnil/a na nový.

Během návštěvy studijní kliniky Vám personál studijní kliniky pomůže s veškerými dotazy týkajícími se instalace aplikace.

Během návštěvy studijní kliniky musíte aplikaci aktivovat pomocí poskytnutého aktivačního kódu.

Pokud potřebujete pomoc s instalací, kontaktujte studijní kliniku nebo technickou podporu.

Pokud kontaktujete studijní kliniku nebo technickou podporu, možná budete muset poskytnout následující informace:

Číslo pacienta: [3041-XXXXX-XXX]

Číslo pracoviště: [XXXXX]

ID klinického hodnocení: **VEDO-3041**

## **Subject Card – Provisioned**

### **Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!**

Protože zařízení Vám poskytla studijní klinika, aplikace TrialMax je pro Vás již předinstalovaná.

Otevřete aplikaci TrialMax a zadáním následujícího kódu ji aktivujte:

#### **[Activation Code]**

Přihlaste se pomocí svého dočasného kódu PIN poskytnutého personálem studijní kliniky. Aplikace Vás požádá, abyste kód PIN změnil/a na nový.

Během návštěvy studijní kliniky Vám personál studijní kliniky pomůže s případnými dotazy týkajícími se aktivace aplikace TrialMax.

Během návštěvy studijní kliniky musíte aplikaci aktivovat pomocí poskytnutého aktivačního kódu.

Pokud potřebujete pomoc s aktivací, kontaktujte studijní kliniku nebo technickou podporu.

Pokud kontaktujete studijní kliniku nebo technickou podporu, možná budete muset poskytnout následující informace:

Číslo pacienta: **[3041-XXXXX-XXX]**

Číslo pracoviště: **[XXXXXX]**

ID klinického hodnocení: **VEDO-3041**

## Email Notification – BYOD

Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!

Dobrý den,

níže uvedené informace Vám pomohou s instalací aplikace TrialMax na Váš mobilní telefon a vysvětlí Vám, jak ji po instalaci začít používat.

Aplikaci TrialMax nainstalujete klepnutím na níže uvedený odkaz. Postupujte podle pokynů na obrazovce:

{LINK:devicecheck.faces?languages:locale=\$DATA:CURRENT\_LOCALE\$}

Po nainstalování otevřete aplikaci TrialMax a zadáním následujícího kódu aktivaci dokončete:  
\$DATA:ACTIVATION\_CODE\$

Přihlaste se pomocí svého dočasného kódu PIN poskytnutého personálem studijní kliniky. Aplikace Vás požádá, abyste kód PIN změnil/a na nový.

Během návštěvy studijní kliniky Vám personál studijní kliniky pomůže s veškerými dotazy týkajícími se instalace aplikace TrialMax.

Během návštěvy studijní kliniky musíte aplikaci aktivovat pomocí poskytnutého aktivačního kódu. Pokud potřebujete pomoc s instalací, kontaktujte studijní kliniku nebo technickou podporu.

Tento e-mail automaticky odesílá společnost Signant Health, poskytovatel elektronických deníků pro pacienty v klinických hodnoceních. Tento e-mail a jeho obsah je určen výhradně k použití zamýšleným příjemcem či příjemci a jeho součástí mohou být důvěrné nebo chráněné informace. Neoprávněné nahlížení těchto informací a jejich používání, poskytování či distribuce jsou přísně zakázány. Pro personál pracoviště/studie: pokud se chcete odhlásit ze zasílání těchto e-mailových upozornění, přihlaste se do správy klinického hodnocení (TrialManager) a změňte své preference na straně „Moje nastavení“. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, prosím vymažte/zničte všechny kopie původní zprávy. Na tento e-mail neodpovídejte, odesilatelova e-mailová adresa neumožňuje přijímání příchozích zpráv. Potřebujete-li asistenci, obraťte se na technickou podporu. Děkujeme Vám.

### **Email Notification – Provisioned Device**

Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!

Dobrý den,

Protože zařízení Vám poskytla studijní klinika, aplikace TrialMax je pro Vás již předinstalovaná.

Otevřete aplikaci TrialMax a zadáním následujícího kódu ji aktivujte:

ŠDATA:ACTIVATION\_CODEŠ

Přihlaste se pomocí svého dočasného kódu PIN poskytnutého personálem studijní kliniky. Aplikace Vás požádá, abyste kód PIN změnil/a na nový.

Během návštěvy studijní kliniky Vám personál studijní kliniky pomůže s případnými dotazy týkajícími se aktivace aplikace TrialMax.

Během návštěvy studijní kliniky musíte aplikaci aktivovat pomocí poskytnutého aktivačního kódu.

Pokud potřebujete pomoc s aktivací, kontaktujte studijní kliniku nebo technickou podporu.

Tento e-mail automaticky odesílá společnost Signant Health, poskytovatel elektronických deníků pro pacienty v klinických hodnoceních. Tento e-mail a jeho obsah je určen výhradně k použití zamýšleným příjemcem či příjemci a jeho součástí mohou být důvěrné nebo chráněné informace. Neoprávněné nahlížení těchto informací a jejich používání, poskytování či distribuce jsou přísně zakázány. Pro personál pracoviště/studie: pokud se chcete odhlásit ze zasílání těchto e-mailových upozornění, přihlaste se do správy klinického hodnocení (TrialManager) a změňte své preference na straně „Moje nastavení“. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, prosím vymažte/zničte všechny kopie původní zprávy. Na tento e-mail neodpovídejte, odesílatelova e-mailová adresa neumožňuje přijímání příchozích zpráv. Potřebujete-li asistenci, obraťte se na technickou podporu. Děkujeme Vám.

**SMS Notification – BYOD**

Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!

Pro instalaci aplikace TrialMax klepněte na odkaz:

{LINK:devicecheck.faces?languages:locale=\$DATA:CURRENT\_LOCALE\$}

Aktivujte aplikaci TrialMax pomocí kódu:\$DATA:ACTIVATION\_CODE\$

**SMS Notification – Provisioned**

Vítejte ve studii Vedolizumab-3041!

Aktivujte aplikaci TrialMax pomocí kódu: \$DATA:ACTIVATION\_CODE\$

**App Notification Reminder**

Je čas vyplnit dnešní záznam v deníku!

## 2 Form: Activation



Screen 001




Screen 002

activation.placeholderText, activation.btnActivate	message.error.CONNECTION_OFFLINE.title, message.btnOk, message.error.CONNECTION_OFFLINE.body
---	--




Screen 003



Screen 004

message.error.ALREADY_ACTIVATED.title, message.btnOk, message.error.ALREADY_ACTIVATED.body	message.error.CODE_EXPIRED.title, message.btnOk, message.error.CODE_EXPIRED.body
--	--





Screen 005

activation.placeholderText, activation.btnActivate, activation.errorIncorrectCodeText

### 3 Form: Pin

Kontaktní údaje ↻

— — — —

Zadejte svůj kód PIN

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 ⌫

Screen 001

Nesprávný PIN, zkuste to prosím znovu

— — — —

Zadejte svůj kód PIN

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 ⌫

Screen 002

pin.pleaseEnterPin, pin.contact	pin.pleaseEnterPin, pin.errorIncorrectPin
---------------------------------	---

## 4 Form: contact



**Kontaktní údaje**

**Technická podpora společnosti Signant Health:**

**800-142-238**

*Prioritní PIN technické podpory:*

19

(od pondělí do neděle 24 hodin denně)

Zavřít

Screen 001

contact.title, contact.siteDescription, contact.helpDeskDescription, contact.back

## 5 Form: pinchange

**Je vyžadován nový kód PIN**

Je třeba, abyste si zvolil/a nový, zapamatovatelný kód PIN. Váš nový kód PIN musí obsahovat čtyři znaky.

Kódy PIN, které obsahují po sobě jdoucí znaky, jako například 1234 nebo 9876, nebo opakující se znaky, jako například 1111 nebo 9999, jsou nepřípustné.

Staré kódy PIN již nelze znovu použít.

Vytvořte nový kód PIN

Screen 001

< Zpět Kontaktní údaje ↻

☺

— — — —

Zadejte svůj nový kód PIN

1 2 3

4 5 6

7 8 9


0 ⌫

Screen 002

pinchange.newPinReqTitle, pinchange.newPinReqDesc, pinchange.newPin	pinchange.pleaseEnterNewPin, pin.contact, pinchange.back
---	---



Screen 003



Screen 004

pinchange.pleaseEnterNewPin, pinchange.errorPinTooSimple, pin.contact, pinchange.back	pinchange.pleaseEnterNewPin, pinchange.errorPinIsOld, pin.contact, pinchange.back
---	---




Screen 005



Screen 006

<p>pinchange.pleaseEnterNewPin, pinchange.errorPinShouldHaveDiffNumbers, pin.contact, pinchange.back</p>	<p>pinchange.pleaseConfirmNewPin, pin.contact, pinchange.back</p>
--	---



Screen 007

pinchange.pleaseConfirmNewPin, pinchange.errorPinsDoesNotMatch, pin.contact,  
pinchange.back

## 6 Form: Spinner-CompletingActivation



Screen 001



Screen 002

spinner.completeActivation, spinner.pleaseWait	spinner.savingAnswers, spinner.pleaseWait
---	--





Screen 003



Screen 004

spinner.loadApp, spinner.loadStudy	spinner.checkingUpdates, spinner.pleaseWait
------------------------------------	--




Screen 005

`spinner.startStudy, spinner.pleaseWait`

## 7 Form: Diary-Out-Of-Time




Screen 001



Screen 002

message.formReset, message.formReEnterUnfinishedTrial , message.btnOk	message.error.DISABLED_UNSENT_DATA.title, message.error.DISABLED_UNSENT_DATA.body , message.btnOk
---	---



Screen 003

message.error.DISABLED.title, message.error.DISABLED.body, message.btnOk


## 9 Device Check



Screen 001




Screen 002



Screen 003


## 10 Wifi Configuration



Screen 001



Screen 002



Screen 003



## 11 Form: Daily Diary

**Deník pro každodenní záznamy**

Na následujících obrazovkách budete dotázán(a) na stolici, krvácení z konečníku, bolest břicha a horečku za uplynulých 24 hodin.

V případě, že jste rodič / zákonný zástupce pacienta, berte při odpovídání na následující otázky v úvahu zdravotní stav dítěte a jeho příznaky.

Vyplňte prosím tento formulář před endoskopií nebo přípravou střeva.

< Zpět Další >

Screen 001

**Potvrdit**

Opravdu chcete ukončit bez uložení?

Ne Ano

Screen 001 message 001

T1, T25, pd.Prev, pd.Next	pd.ConfirmTitle, pd.QueryDiscardForm, pd.No, pd.Yes
---------------------------	---

**Deník pro každodenní záznamy**

Prosím uveďte, kolikrát jste za uplynulých 24 hodin měl(a) **stolici**?

	8
	9
0	0
1	1
2	2

< Zpět Další >

Screen 002

**Info**

Odpovězte na požadovanou otázku(y)

**OK**

Screen 002 message 001

T1, T11, pd.Prev, pd.Next

pd.InfoTitle, pd.ValueRequired

**Deník pro každodenní záznamy**

Vyskytlo se u vás během uplynulých 24 hodin **krvácení z konečníku**?

Ne

Ano

< Zpět Další >

Screen 003

**Info**

Odpovězte na požadovanou otázku(y)

OK

Screen 003 message 001

T1, T16, T7, T6, pd.Prev, pd.Next	pd.InfoTitle, pd.ValueRequired
-----------------------------------	--------------------------------

**Deník pro každodenní záznamy**

Měl(a) jste během uplynulých 24 hodin **nutkání na stolicí nebo křeče v břiše?**

Vůbec ne

Občas

Obvykle (často)

< Zpět Další >

Screen 004

**Info**

Odpovězte na požadovanou otázku(y)

**OK**

Screen 004 message 001

T1, T20, T17, T18, T19, pd.Prev, pd.Next	pd.InfoTitle, pd.ValueRequired
--	--------------------------------

**Deník pro každodenní záznamy**

Měl(a) jste během uplynulých 24 hodin **horečku (teplotu vyšší než 37,8°C)**?

Ne

Ano

< Zpět Další >

Screen 005

**Info**

Odpovězte na požadovanou otázku(y)

**OK**

Screen 005 message 001

T1, T24, T6, T7, pd.Prev, pd.Next	pd.InfoTitle, pd.ValueRequired
-----------------------------------	--------------------------------

Deník pro každodenní záznamy

## Děkujeme Vám

Dokončil(a) jste vyplňování dotazníku.

Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit některou ze svých odpovědí, klepněte na tlačítko **Zpět**.

Pokud jste se svými odpověďmi spokojen(a), klepněte na tlačítko **Uložit**.

Po uložení již nebudete moci odpovědi znovu změnit.

Uložit

< Zpět

Screen 006

T1, T38, T42, pd.SaveForm, pd.Prev

## 12 Form: Screening Visit Diary

The screenshot shows a mobile application interface. On the left is a form titled "Deník screeningové návštěvy" (Screening Visit Diary). The form contains three paragraphs of text. The first paragraph asks about stool, blood, and abdominal pain. The second paragraph asks for confirmation of the parent's role. The third paragraph asks to fill out the form before the procedure. At the bottom of the form are two buttons: "Zpět" (Back) and "Další" (Next). On the right is a confirmation dialog titled "Potvrdit" (Confirm) with the question "Opravdu chcete ukončit bez uložení?" (Do you really want to end without saving?). It has two buttons: "Ne" (No) and "Ano" (Yes).

Screen 001

Screen 001 message 001

T1, T75, pd.Prev, pd.Next	pd.ConfirmTitle, pd.QueryDiscardForm, pd.No, pd.Yes
---------------------------	--

**Deník screeningové návštěvy**

Jaká je vaše **obvyklá denní četnost stolice** po zotavení z operace?

	8
	9
0	0
1	1
2	2

< Zpět Další >

Screen 002

**Info**

Odpovězte na požadovanou otázku(y)

**OK**

Screen 002 message 001

T1, T11, pd.Prev, pd.Next

pd.InfoTitle, pd.ValueRequired



Deník screeningové návštěvy

## Děkujeme Vám

Dokončil(a) jste vyplňování dotazníku.

Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit některou ze svých odpovědí, klepněte na tlačítko **Zpět**.

Pokud jste se svými odpověďmi spokojen(a), klepněte na tlačítko **Uložit**.

Po uložení již nebudete moci odpovědi znovu změnit.

Uložit

< Zpět

Screen 003

T1, T38, T42, pd.SaveForm, pd.Prev

## 13 Form: Patient main menu

**Vítejte,**

děkujeme Vám za účast v této studii. Než začnete deník vyplňovat, musíte udělat několik věcí.

Nejprve je třeba nastavit bezpečnostní otázku pro případ ztráty kódu PIN.

Poté se pomocí cvičného deníku naučíte, jak deník vyplňovat.

Klepněte na „**Nastavit bezpečnostní otázku**“ a vyberte bezpečnostní otázku a odpověď.

[Nastavit bezpečnostní otázku](#)

[↪ Odhlásit](#)

Screen 001

T17, T22, T24, T29


**Odhlásit?**

Chcete se odhlásit? Pro přístup do deníku je nutné vyplnit bezpečnostní otázku a dokončit nácvik.


[Ne](#) [Ano](#)

Screen 001 message 001

T25, T26, pd.No, pd.Yes



Screen 002



Screen 002 message 001

T30, T31, T33, T29	T25, T35, pd.No, pd.Yes
--------------------	-------------------------

## Čas upozornění byl změněn

Čas upozornění na vyplnění deníku studie byl změněn pracovníkem studie.

**Původní čas připomínky: 18:00**

**Nový čas připomínky: 19:00**

Pokud nový čas upozornění není správný, prosím kontaktujte pracoviště.

Pro přechod do hlavní nabídky deníku klepněte na „OK“.

OK

Screen 003

First [Computed] will have a text “<b>Původní čas připomínky: {1}</b>” where {1} is the old reminder time value.

Second [Computed] will have a text “<b>Nový čas připomínky: {1}</b>” where {1} is the new reminder time value.

## Dobrý den,

prosím vyplňte deník.

Deník screeningové návštěvy

Deník pro každodenní záznamy

 Zopakovat nácvik

 Nastavení


 Odhlásit

Screen 004

T13, T16, T20, T21

T1020, T14, T45, T18, T27, T32, T29

## 14 Form: Subject training diary



Screen 001



Screen 001 message 001


T1, T4, T5, T9, T10, T7, T6, pd.Next, pd.Prev	pd.ConfirmTitle, T44, pd.No, pd.Yes
---	-------------------------------------

Nácvik



## O rolování

Některé stránky mají více obsahu, než se vejde na jednu obrazovku. Posuňte obrazovku nahoru pro vyrolování a zobrazení zbytku obsahu stránky.



Vždy, když je možné stránku rolovat, objeví se vyskakovací okno s nápovědou.

Screen 002 Part 001



## O rolování

Některé stránky mají více obsahu, než se vejde na jednu obrazovku. Posuňte obrazovku nahoru pro vyrolování a zobrazení zbytku obsahu stránky.



Vždy, když je možné stránku rolovat, objeví se vyskakovací okno s nápovědou.

Pro posun vpřed klepněte na „**Další >**“

< Zpět Další >


Screen 002 Part 002

T1, T47, T48, T53, T19, pd.Next, pd.Prev

T1, T47, T48, T53, T19, pd.Next, pd.Prev



Screen 002 message 001



Screen 003 Part 001

page.scrollAid.title, page.scrollAid.body, page.scrollAid.doNotShowAgain, page.scrollAid.btnOk	T1, T14, T54, T15, T19, pd.Next, pd.Prev
--	--

## PIN kódu

Při každém použití aplikace je nutné se přihlásit.



Pokud zapomenete svůj PIN kód, kontaktujte prosím asistenční službu. Další informace o asistenční službě budou následovat.

Svůj PIN kód nikomu nesdělujte, ani svému zkoušejícímu lékaři nebo zdravotní sestře.

Pro posun vpřed klepněte na „**Další >**“

< Zpět Další >

Screen 003 Part 002

## Nácvik



### Upozornění na vyplňování deníku

Byla nastavena připomínka, která Vás upozorní na vyplnění deníku.

Váš čas upozornění je 17:00.

Čas připomínky můžete změnit na stránce s nastavením.

Pro posun vpřed klepněte na „**Další >**“

< Zpět Další >

Screen 004

T1, T14, T54, T15, T19, pd.Next, pd.Prev	T1, T17, T18, T56, T19, pd.Next, pd.Prev
--	--



Nácvik



## Odesílání odpovědí

Vaše odpovědi budou odeslány automaticky při každém přihlášení nebo vyplnění dotazníku.


Aplikaci můžete používat a deník vyplňovat offline, ale nezapomeňte deník používat pokud možno online.

Pro posun vpřed klepněte na „**Další** >“

< Zpět Další >

Screen 005

Nácvik



## Asistenční služba


Doufáme, že používání aplikace pro Vás bude snadné. Pokud máte potíže, pracovníci asistenční služby jsou vždy připraveni Vám pomoci.



Číslo na asistenční službu najdete klepnutím na tlačítko „Kontaktní údaje“ na obrazovce pro přihlášení. Toto číslo najdete také ve stručném průvodci.


Screen 006 Part 001

T1, T20, T21, T19, pd.Next, pd.Prev	T1, T22, T55, T23, T19, pd.Next, pd.Prev
-------------------------------------	--



## Asistenční služba

Doufáme, že používání aplikace pro Vás bude snadné. Pokud máte potíže, pracovníci asistenční služby jsou vždy připraveni Vám pomoci.



Číslo na asistenční službu najdete klepnutím na tlačítko „Kontaktní údaje“ na obrazovce pro přihlášení. Toto číslo najdete také ve stručném průvodci.

Pro posun vpřed klepněte na „**Další >**“

< Zpět Další >

Screen 006 Part 002

## Nácvik



## Nyní přecházíme k procvičování!

Uvidíte stránku, které říkáme „Hlavní nabídka“.

Pro spuštění procvičování klepněte na tlačítko „Deník“.


**Odpovědi, které nám během tohoto nácviku sdělíte, se neuloží.**

< Zpět Další >


Screen 007

T1, T22, T55, T23, T19, pd.Next, pd.Prev

T1, T24, T25, T26, pd.Next, pd.Prev




Screen 008




Screen 009

T1, T27, T28, T29, pd.Prev	T1, T36, T37, T45, T51, T52, T57, T38, pd.Next, pd.Prev
----------------------------	--




Screen 009 message 002




Screen 010

pd.InfoTitle, pd.ValueRequired	T1, T36, T42, T19, pd.Next, pd.Prev
--------------------------------	-------------------------------------



Screen 010 message 001

pd.InfoTitle, pd.ValueRequired



Screen 011

T1, T40, T41, pd.Next, pd.Prev





## 15 Form: Settings

Nastavení	Můj profil
Pro zobrazení a úpravu svých informací klepněte na „Můj profil“.	Vaše osobní údaje zobrazené níže zůstanou důvěrné.
Můj profil >	E-mailová adresa: <b>gark.duque@signanthealth.com</b>
Klepnutím na „Čas upozornění“ lze zkontrolovat a změnit čas upozornění v deníku.	Číslo mobilního telefonu: <b>(nezadáno)</b>
Čas upozornění >	Tým studie Vám nemůže zasílat upozornění nebo zprávy, protože ve Vašem profilu není zadáno číslo Vašeho mobilního telefonu ani Vaše e-mailová adresa.
	Upravit profil >
< Zpět	< Zpět

Screen 001

Screen 002

T41, T8, T1, T10, T11, pd.Prev	T44, T19, T32, T4, pd.Prev
--------------------------------	----------------------------

Můj profil	Můj profil
<p>Vaše osobní údaje zobrazené níže zůstanou důvěrné.</p> <p>E-mailová adresa: <b>(nezadáno)</b></p> <p>Číslo mobilního telefonu: <b>+1 000-000-0000</b></p> <p>Tým studie Vám nemůže zasílat upozornění nebo zprávy, protože ve Vašem profilu není zadáno číslo Vašeho mobilního telefonu ani Vaše e-mailová adresa.</p>	<p>Vaše osobní údaje zobrazené níže zůstanou důvěrné.</p> <p>E-mailová adresa: <b>gark.duque@signanthealth.com</b></p> <p>Číslo mobilního telefonu: <b>+1 000-000-0000</b></p> <p>Tým studie Vám nemůže zasílat upozornění nebo zprávy, protože ve Vašem profilu není zadáno číslo Vašeho mobilního telefonu ani Vaše e-mailová adresa.</p>
<p>Upravit profil </p>	<p>Upravit profil </p>
<p> Zpět</p>	<p> Zpět</p>

Screen 003

Screen 004

T44, T19, T32, T4, pd.Prev	T44, T19, T32, T4, pd.Prev
----------------------------	----------------------------

**Upravit profil**

K zasilání upozornění a zpráv od týmu studie je potřebné buď číslo Vašeho mobilního telefonu nebo e-mailová adresa.

E-mailová adresa:

Číslo mobilního telefonu:

Zadejte číslo svého mobilního telefonu v mezinárodním formátu, tedy znaménko plus (+) a telefonní předvolba Vaší země, například +1 216 700 7000.

**Uložit změny**

[← Zpět](#)

Screen 005

**Info**

Zadaná e-mailová adresa je neplatná. Prosím zkontrolujte svou e-mailovou adresu.

**OK**


Screen 005 message 001

T13, T31, T15, T16, T20, T17, pd.Prev	pd.InfoTitle, T24, T26
---------------------------------------	------------------------






Screen 005 message 002



Screen 005 message 003

pd.InfoTitle, T28, T26	T35, T38, T26
------------------------	---------------




Screen 005 message 004



Screen 005 message 005

pd.InfoTitle, T34, T26	pd.ConfirmTitle, T30, T18, pd.ConfirmTitle
------------------------	---



Screen 006



Screen 006 message 001

T11, T22, T23, pd.Prev	wrapper.infoTitle.TIME_SPIN, wrapper.popupButtons.cancel, wrapper.popupButtons.set
------------------------	--


## 16 Form: Security question

Bezpečnostní otázka	zapomenete svůj PIN kód.
Zvolte svou bezpečnostní otázku. Odpověď by měla mít pouze dvě číslice. Svou otázku a odpověď budete potřebovat, pokud zapomenete svůj PIN kód.	Rok narození Vašeho nejstaršího sourozence (RR) <input type="radio"/>
Rok narození Vašeho nejstaršího sourozence (RR) <input type="radio"/>	Rok narození Vaší matky (RR) <input type="radio"/>
Rok narození Vaší matky (RR) <input type="radio"/>	Poslední dvě číslice telefonního čísla z Vašeho dětství <input type="radio"/>
Poslední dvě číslice telefonního čísla z Vašeho dětství <input type="radio"/>	Den narození Vašeho otce <input type="radio"/>
Den narození Vašeho otce <input type="radio"/>	Den narození Vaší matky <input type="radio"/>
Den narození Vaší matky <input type="radio"/>	Číslo popisné domu, kde jste žil/a v dětství (pouze 2 číslice) <input type="radio"/>
Číslo popisné domu, kde jste žil/a v dětství (pouze 2 číslice) <input type="radio"/>	V kolika letech jste získal/a řidičský průkaz? <input type="radio"/>
V kolika letech jste získal/a řidičský průkaz? <input type="radio"/>	Rok Vašeho sňatku (RR) <input type="radio"/>
	Poté klepněte na tlačítko „Další >“.
	<input type="button" value=" &lt; Zpět"/> <input type="button" value=" Další &gt;"/>


Screen 001 Part 001

Screen 001 Part 002

T1, T3, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T14, pd.Next, pd.Prev	T1, T3, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T14, pd.Next, pd.Prev
---	---



Screen 001 message 001



Screen 001 message 002

pd.InfoTitle, T29	T27, T28, pd.No, pd.Yes
-------------------	-------------------------

**Bezpečnostní otázka**

Vaše otázka:

***Rok narození Vašeho nejstaršího sourozence (RR)***

Klepnutím dole vyberte dvoučíslicovou odpověď na svou otázku:

Nastavit hodnotu >

Po úspěšném výběru se číslice zobrazí nahoře.

Pokud chcete svou bezpečnostní otázku změnit, klepněte na tlačítko „< Zpět“ v levém dolním rohu pro návrat.

Svou otázku a odpověď prosím uložte klepnutím na tlačítko „Uložit“. Jakmile volbu uložíte, nebude možné se vrátit a údaje změnit.

< Zpět Uložit

Screen 002

**Info**

Prosím zvolte dvoučíslicovou odpověď na svou bezpečnostní otázku klepnutím na „Nastavit hodnotu“ a zvolením číslic.

OK

Screen 002 message 001

T1, T24, T25, pd.SaveForm, T32	pd.InfoTitle, T26
--------------------------------	-------------------



Screen 002 message 002

wrapper.infoTitle.NUM\_SPIN, wrapper.popupButtons.cancel,  
wrapper.popupButtons.set