

Požadovaný technický parametr:

- *Detekční sensitivita fluorometru musí být min. 10pg/μl pro DNA a min. 100 pg/μl pro RNA*

dokládáme volným překladem přiloženého dokumentu *Qubit_dsDNA_HS_Assay_UG str. 1, odstavec Introduction*

...

Tento test je vysoce selektivní pro dvouvláknovou DNA (dsDNA) a RNA (Obr. 1, graf 7) a je přesný pro počáteční koncentrace vzorku 10 pg / μL do 100 ng / μL.

...