

## POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE NOSÍTKA BRAVA POWER

### 1.- ÚVOD

#### 1.1.- Úvod

Nosítka BRAVA jsou navržena výhradně k záchraně a přepravě pacientů. Výrobek **vyhovuje požadavkům směrnice 93/43/EWG**. Jedná se o model s elektrickým a hydraulickým pohonem, který umožňuje dvěma tlačítky nastavit výšku podle potřeby. Při případné poruše automatické části je možná ruční obsluha.

*K umístění nosítek BRAVA do vozidla se musí použít kolejnicový nosič KARTSANA BRAVO.*

Tato nosítka byl testovaná z hlediska shody s normou UNE-EN 1789.

Zde jsou uvedeny veškeré informace týkající se ošetřování, dezinfekce a údržby. Odrážejí naše nejnovější zkušenosti a znalosti. Výkresy nejsou v měřítku 1:1.

*Vyhrazujeme si právo změny technických parametrů kolejnicového nosiče BRAVO za účelem zvyšování kvality výrobků.*



**KARTSANA, S.L.**  
c/Urgell,1. Pol. Ind. Can Carner  
08211 Castellar del Vallés  
Barcelona (Spain)

Informační nálepka  
**BRAVA**

Model: **TG-1000**


Commercial name: **POWER BRAVA**

Voltage: **24V DC**

Max. Power Input: **770W**

Protection: **IP 40**


Maximum duty cycle



Maximální pracovní cyklus

60 sek. - max. prac. cyklus

100 sek. - doba přestávky



Před použitím čtete návod.



Maximální zatížení 300 kg.