

# Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTK) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění  
K výkazu práce číslo: 029682

Přístroj	BPD-12 defibrilátor	výr.číslo	OB 840
Výrobce	Chirana Stará Turá	třída/typ	II / CF
Zákazník	FN Olomouc, I.interní klinika, ambulance	č. zak.	844/208

## 1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/x
	Síť - přístupná část		0,00 mA	0,5 mA
Síť - příložná část		0,004 mA	0,05 mA	✓
Přístupná část - příložná část		0,056 mA	0,1 mA	✓

## 2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	✓
Kontrola mechanických částí	✓
Kontrola síťové části včetně pojistek	✓
Kontrola příslušenství	✓
Kontrola funkce ovládání a signalizace	✓
Kontrola funkce ochrany pacienta a obsluhy	✓

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
- \* - nevyhovuje

## 3. Poznámky , připomínky

Nabíjecí stojan ns-12,v.č.OB 825.  
Inventární číslo : I014 271

Použité přístroje: MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. FJ259119, osciloskop Kikusui v.č.28070426

**Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.**

Datum provedení : 29.12.2006

Datum příští kontroly : 12/2007

Kontrolu provedl : Ištuk Jiří

Jílka Jaromír Ing.

Protokol převzal:

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.  
Revoluční 1280  
738 01 Frýdek-Místek

**CHIRONAX**  
**Frýdek-Místek s.r.o.**



Revoluční 1280  
738 01 Frýdek-Místek

-12-