

CARDION s.r.o.
 Rybnická 136, 634 00 BRNO
 IČ: 60719877 DIČ: CZ60719877
 Tel: 547241313 Fax: 547241314

PROTOKOL o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené ve smyslu § 28, § 52 zákona č. 123/2000Sb.

Uživatel přístroje: FN Olomouc - I. Interní klinika I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Umístění přístroje:(klinika, oddělení) Kardiostimulační ambulance	Forma užívání: vlastnictví <input type="checkbox"/> zápůjčka <input checked="" type="checkbox"/>
	Inventární číslo:	Číslo smlouvy:

Název a typové označení přístroje: Programátor APS III 3510		Výrobce: St. Jude Medical, Inc. Rok výroby: 2003	Výrobní číslo: 9119 Klasifikační třída: IIa
Zkoušeno podle: VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input checked="" type="checkbox"/>	Tř. ochr. I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>	Typ: B <input type="checkbox"/> BF <input checked="" type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/>	Odpojitelný síťový přívod ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Periodická provozní kontrola	vyhovuje		neprováděno
	ANO	NE	
Kontrola vnějších závad nebo poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napájecí příklady, test po zapnutí přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ovládací prvky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmové a bezpečnostní funkce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkční kontrola přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola měřených veličin (viz. protokol o měření)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalibrace měřených veličin (viz. protokol o kalibraci)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Upgrade software Verze 6.3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Návod k použití	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolní elektrická zkouška	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Výsledek kontroly: Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle § 28, § 52 zákona č 123/2000 Sb. v platném znění a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.
- Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do:
- Přístroj není schopen bezpečného provozu.

Jméno technika:	Podpis, razítko CARDION s.r.o. Rybnická 136, 634 00 Brno Tel: 547 241 313 Tel/fax: 547 241 314	Kontrola provedena dne (dd.mm.rr):	29.11.06
Ing. Ivo Nekuda		Termín příští kontroly (mm.rr):	11/07
		Kontrolní známka vylepena <input checked="" type="checkbox"/>	
	Převzal:		