

Osvědčení o periodické kontrole

Číslo servisního listu: 1275
Číslo obchodního případu: OPn1973

Objednavatel
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Zařízení

Název výrobku: EKG Praktik
Výrobce: SEIVA s. r. o.

Kontrolované součásti

<u>Název</u>	<u>Výrobní číslo</u>
EKG Praktik	AA24411 2004
Pacientský kabel	nedodán
Komunikační kabel	nedodán
Prodlužovací kabel	-----

Nalezené závady

- Nedodán pacientský kabel – nelze posoudit funkčnost a bezpečnost
- Nedodán pacientský kabel – test funkce proveden náhradním
- Nedodán komunikační kabel – nelze posoudit funkčnost a bezpečnost
- Nedodán komunikační kabel – test funkce proveden náhradním.

Elektroinstalace, prostory, ve kterých je výrobek používán a další eventuální zařízení, ke kterým je výrobek připojen nebyly předmětem kontroly. Objednavatel je povinen zajistit jejich bezvadný stav a provedení prohlídek v souladu s platnými předpisy a v souladu s návodem k použití kontrolovaného výrobku.

Závěr

Byl posouzen stav a použitelnost výrobku. Na základě kontroly bylo shledáno, že výše uvedené

zařízení je schopné provozu

pro stanovený účel použití a za dodržení podmínek uvedených v návodu k použití.

Poučení

- Pro bezpečný provoz zařízení je nutné dodržovat platné předpisy a podmínky uvedené v návodu k použití.
- Všechna zařízení (kromě ergometrického) připojená ke kontrolovanému výrobku musí být umístěna mimo pacientský prostor (EN60601-1-1).
- Nutno provádět pravidelné čištění a desinfekci EKG-elektrod a pacientského kabelu.
- Pacientský kabel nemá ochranu proti defibrilačnímu výboji, EKG se nesmí při defibrilaci používat.

Platnost periodické kontroly do: dubna 2008

Praha, 27. dubna 2007

SEIVA®, s. r. o.
Schnířchova 8, 170 00 Praha 7
tel/fax: 02/83 87 15 57

razítko a podpis