

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc		Umístění přístroje (klinika, oddělení): I. Interní klinika – JIP Chyba! Chybný odkaz na záložku Inventurní číslo: I 019690	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8762
Název a typové označení přístroje: SAVINA		Výrobní číslo: ARRN-0035	Výrobce: Dräger
Zkoušeno podle VDE 0751 ☒ IEC 601 ☐		Verze SW: 1.11	Rok výroby: 2001
Třída ochrany: I ☒ II ☐		Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	☒	☐	☐
unikající proud síťová část – příločná část:	☐	☐	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200197	do 8/2007
Druckmessgerät DPI 705	14997	do 2/2007
Durchflussmessgerät Ragl 41	253373	do 2/2008

- Výsledek kontroly:
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Marek Švejda

Podpis:

kyda

Kontrola provedena dne 13.9.2006

Termín příští kontroly: do 13.3.2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760 ⓘ