

PROTOKOL Č: 072/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 019406	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 7.7.1997	ARCOMED VP 5000	ODD. I. INTERNA SOD SIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,03 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12 V 17Ah / 149 mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	65 kPa
Stav mechanických dílů		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 086/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 08-12-2005

Termín další kontroly: 8.12.2007

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

protokol převzal: Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečiní oprav  
I.P.Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529