

Název přístroje: BPD 12 - defibrilátor	Výrobní číslo : RC 1142	Inv.č. I014663-000
Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR	Třída el. bezp. : II.	Typ : CF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc	
	oddělení : II. Interní klinika endoskopie	

**1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje****Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část	0,008 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,063 mA	0,1 mA	Vyhovuje

**2. Kontrola funkčních parametrů přístroje**

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola stavu akumulátorů	Vyhovuje
2.5.	Kontrola defibrilačních elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.6.	Kontrola ovládání , signalizace a funkce přístroje	Vyhovuje

**3. Poznámky, připomínky, doporučení**

U přístroje nabíjecí stojan BPD 12NS v.č.RC 1129  
Kryt nabíjecího stojanu přístroje mechanicky poškozen  
Jinak bez připomínek

**4. Závěr**

**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.**

**Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č.200 350, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Datum provedení kontroly : **17.1.2008**Datum příští PBTK : **01/2009**Kontrolu provedl (jméno a podpis) : **Jiří Ištuk**CHIRONAX  
Frýdek-Místek s.r.o.Revoluční 1280  
738 01 Frýdek-Místek

-12-

Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečink oprav  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 443 125 fax: 588 442 529Protokol převzal : .....  
(datum, jméno a podpis)

