

# PROTOKOL O KONTROLE

# OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,  
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 111

## Servis ČR

spotřební elektronika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221985393,4 Fax 221985505

## Servis SR

spotřební elektronika  
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,  
☎ +421 244 457 933  
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika  
Teplická 99, Piešťany  
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

|                                                                                                                                                                       |                       |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ZÁKAZNÍK:</b><br><b>Fakultní nemocnice Olomouc</b><br><b>II. interní klinika - endocentrum</b><br><b>I.P.Pavlova 6</b><br><b>775 20 Olomouc</b><br>DIČ: CZ00098892 | <b>PŘÍSTROJ:</b>      | <b>VÝROBNÍ ČÍSLO:</b> | <b>DAT.PRODEJE:</b> |
|                                                                                                                                                                       | <b>CLV-160</b>        | <b>7227131</b>        | <b>01.10.2002</b>   |
|                                                                                                                                                                       | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b> |                       |                     |

|                                 |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                |                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KONTROLA</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. |                                                                                    | <input type="checkbox"/> PO OPRAVĚ                             |                                                                              |
| <b>VÝROBEK</b>                  | 1. <input type="checkbox"/> zdravotnický dg.th.<br>2. <input checked="" type="checkbox"/> elektrický                  | <input type="checkbox"/> zdravotnický IVD<br><input type="checkbox"/> neelektrický | <input type="checkbox"/> ostatní                               |                                                                              |
| <b>ZKOUŠENO DLE ČSN EN</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> 60 601 - 1<br><input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/> předpis Olympus<br><input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>                                       |                                                                              |
| <b>POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE</b> | <input checked="" type="checkbox"/> secutest v.č.:<br><input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/> MH9974710002<br><input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> M53694458<br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> MH9974710001<br><input type="checkbox"/> |

## A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

- |                  |                                            |                                        |                                    |                                                |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. napájení      | <input checked="" type="checkbox"/> 1 fáz. | <input type="checkbox"/> 3 fáz.        | <input type="checkbox"/> bateriové | <input type="checkbox"/> z předepsaného zdroje |
| 2. třída ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> I.     | <input type="checkbox"/> II.           | <input type="checkbox"/> I. + II.  | <input type="checkbox"/> + bateriové           |
| 3. typ dle 601-1 | <input type="checkbox"/> B                 | <input checked="" type="checkbox"/> BF | <input type="checkbox"/> CF        | <input type="checkbox"/> nevztahuje se         |

## B) PROHLÍDKA

Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

|                                   | poznámka | naměř. hod. | J | V                                   | NA                                  | N |
|-----------------------------------|----------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. kryty, větrací otvory, držadla |          |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| 2. ovládací a kontrolní prvky     |          |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| 3. přívody, vidlice, přívodka     |          |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| 4. nádoby na kapalinu             |          |             |   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| 5. propojovací prvky              |          |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
| 6. příslušenství                  |          |             |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |

## C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

měření a hodnoty viz příložený záznam

|                                      |  |          |  |  |  |
|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| 1. odpor ochran. spojení             |  | $\Omega$ |  |  |  |
| 2. unikající proud zem               |  | mA       |  |  |  |
| 3. unikající proud kryt              |  | mA       |  |  |  |
| 4. unikající proud pacient           |  | mA       |  |  |  |
| 5. unikající proud při poruše (max.) |  | mA       |  |  |  |
| 6. příkon                            |  | mA       |  |  |  |
| 7.                                   |  | VA       |  |  |  |

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

Xenon výbojka má nasvícení 700  
průsvětelnost 100%

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body .....

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne - 5 - 06 - 2007

Jméno zkoušejícího .....

podpis .....

OLYMPUS C&S spol. s r.o.  
160 41 Praha 6, Evropská 176/16  
IČ: 14891972  
Servis: Koliště 47, 602 00 Bm  
Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Ing. Jiří Šlapal

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE  
OLYMPUS C&S spol. s r.o.

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb.  
na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000  
pro prodej a servis zdravotnických prostředků.

