

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc I. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 <u>Olomouc</u> DIČ: 379-00098892		PŘÍSTROJ: OTV SC Kamera ☒ zdravotnický dg.th. ☒ elektrický		VÝROBNÍ ČÍSLO: 7763558 ☐ zdravotnický IVD ☐ neelektrický		DAT.PRODEJE: . .																																																																															
KONTROLA ☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 Sb. ☐ Po opravě ☐ Revize																																																																																					
ZKOUŠENO DLE ČSN EN ☐ předpis Olympus ☒ 60 601 - 1 ☐ 61010																																																																																					
POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ☒ SECUTEST ☐ SURGICASE 20 ☐ EPM 3																																																																																					
A) VIZUÁLNÍ KONTROLA (kryty, větrací otvory, držadla, ovládací a kontrolní prvky, přívody, vidlice, nádoby na kapalinu, propojovací prvky, příslušenství ...)		☒ vyhověl		☐ nevyhověl																																																																																	
B) FUNKČNÍ ZKOUŠKA DLE PŘEDPISU OLYMPUS		☒ vyhověl		☐ nevyhověl																																																																																	
C) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ		14.05.0814:53 olympus.cz Zakaznik: FN chir endo Olomouc Pristroj: OTV SC Vyrobec: OLYMPUS Typ: monitor Vyr. cislo: 7763558 Oprava: revize Spotrebici: na zasuvce Tr.I / BF <table><thead><tr><th></th><th>Mer. hodnoty</th><th>Mez. hodnoty</th></tr></thead><tbody><tr><td>RSL</td><td>0.111Ω</td><td><0.200Ω</td></tr><tr><td>RIS0</td><td>>310.00MΩ</td><td>>2.000MΩ</td></tr><tr><td>UIS0</td><td>0525V</td><td>0500V</td></tr><tr><td>ΔI</td><td>0.117mA</td><td><0.50mA</td></tr><tr><td>ULN</td><td>246.1V</td><td>253.0V</td></tr><tr><td>IER,NC</td><td>0.107mA</td><td><0.500mA</td></tr><tr><td>IER,SF</td><td>0.218mA</td><td><1.000mA</td></tr><tr><td>IUX,NC</td><td>001.0μA</td><td><100.0μA</td></tr><tr><td>IUX,SF</td><td>001.0μA</td><td><0.500mA</td></tr><tr><td colspan="3">Unproud pacientem</td></tr><tr><td>Ist,NC</td><td>001.0μA</td><td><0.100mA</td></tr><tr><td>Ist,SF</td><td>001.4μA</td><td><0.500mA</td></tr><tr><td>Iss,NC</td><td>001.0μA</td><td><10.00μA</td></tr><tr><td>Iss,SF</td><td>001.0μA</td><td><050.0μA</td></tr><tr><td>IJP</td><td>001.6μA</td><td><05.00mA</td></tr><tr><td colspan="3">Pom.proud pacientem</td></tr><tr><td>Ist,NC</td><td>001.0μA</td><td><0.100mA</td></tr><tr><td>Ist,SF</td><td>001.0μA</td><td><0.500mA</td></tr><tr><td>Iss,NC</td><td>001.0μA</td><td><10.00μA</td></tr><tr><td>Iss,SF</td><td>001.0μA</td><td><050.0μA</td></tr> EN 60601 v poradiu Funkcni zk. v poradiu Vizuálni zkouska v poradiu Funkc. zkouska <table><tbody><tr><td>Pmax</td><td>33</td><td>W</td></tr><tr><td>LF</td><td>0.73</td><td></td></tr><tr><td>Imax</td><td>0.20</td><td>A</td></tr><tr><td>W</td><td>0.000</td><td>kWh</td></tr><tr><td>t</td><td>00:01:45</td><td></td></tr></tbody></table> upr c 311718301 </tbody></table>							Mer. hodnoty	Mez. hodnoty	RSL	0.111Ω	<0.200Ω	RIS0	>310.00MΩ	>2.000MΩ	UIS0	0525V	0500V	ΔI	0.117mA	<0.50mA	ULN	246.1V	253.0V	IER,NC	0.107mA	<0.500mA	IER,SF	0.218mA	<1.000mA	IUX,NC	001.0μA	<100.0μA	IUX,SF	001.0μA	<0.500mA	Unproud pacientem			Ist,NC	001.0μA	<0.100mA	Ist,SF	001.4μA	<0.500mA	Iss,NC	001.0μA	<10.00μA	Iss,SF	001.0μA	<050.0μA	IJP	001.6μA	<05.00mA	Pom.proud pacientem			Ist,NC	001.0μA	<0.100mA	Ist,SF	001.0μA	<0.500mA	Iss,NC	001.0μA	<10.00μA	Iss,SF	001.0μA	<050.0μA	Pmax	33	W	LF	0.73		Imax	0.20	A	W	0.000	kWh	t	00:01:45	
	Mer. hodnoty	Mez. hodnoty																																																																																			
RSL	0.111Ω	<0.200Ω																																																																																			
RIS0	>310.00MΩ	>2.000MΩ																																																																																			
UIS0	0525V	0500V																																																																																			
ΔI	0.117mA	<0.50mA																																																																																			
ULN	246.1V	253.0V																																																																																			
IER,NC	0.107mA	<0.500mA																																																																																			
IER,SF	0.218mA	<1.000mA																																																																																			
IUX,NC	001.0μA	<100.0μA																																																																																			
IUX,SF	001.0μA	<0.500mA																																																																																			
Unproud pacientem																																																																																					
Ist,NC	001.0μA	<0.100mA																																																																																			
Ist,SF	001.4μA	<0.500mA																																																																																			
Iss,NC	001.0μA	<10.00μA																																																																																			
Iss,SF	001.0μA	<050.0μA																																																																																			
IJP	001.6μA	<05.00mA																																																																																			
Pom.proud pacientem																																																																																					
Ist,NC	001.0μA	<0.100mA																																																																																			
Ist,SF	001.0μA	<0.500mA																																																																																			
Iss,NC	001.0μA	<10.00μA																																																																																			
Iss,SF	001.0μA	<050.0μA																																																																																			
Pmax	33	W																																																																																			
LF	0.73																																																																																				
Imax	0.20	A																																																																																			
W	0.000	kWh																																																																																			
t	00:01:45																																																																																				
ZÁVĚR KONTROLY VÝROBEK KONTROLE ☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU ☐ NEVYHOVĚL viz body _____																																																																																					
DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY. 14-05-2008 Ing. Jiří Šlapal FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE OLYMPUS C&S spol. s r.o. Dne _____ Jméno a podpis zkoušejícího _____																																																																																					
Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.  DIN EN ISO 9001:2000																																																																																					