

PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS

OLYMPUS C&S, spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
221 985 111

Servis ČR

spotřební elektronika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
 **221 985 226** Fax 221985598

zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
 **221985393,4** Fax 221985505

Servis SR

spotřební elektronika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,
+421 244 457 933
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎+421 337 968 112 Fax 337 722 628

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc II. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 <u>Olomouc</u> DIČ: 379-00098892	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	HF-120 <i>long</i>	B1061	. .
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA	☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52.	☐ PO OPRAVĚ
-----------------	---	------------------------------------

VÝROBEK 1. ☐ zdravotnický dg.th. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní
2. ☒ elektrický ☐ neelektrický

ZKOUŠENO DLE ČSN EN	☒ 60 601 - 1 ☐	☐ předpis Olympus ☐	☐ ☐
------------------------	--	--	--

POUŽITÉ MĚŘICÍ ☒ secutest v.č.: ☐ MH9974710002 ☐ M53694458 ☒ MH9974710001 ☐
PŘÍSTROJE ☐ ☐ ☐ ☐
☐ _____

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení	☒ 1 fáz.	☐ 3 fáz.	☐ bateriové	☐ z předepsaného zdroje
2. třída ochrany	☒ I.	☐ II.	☐ I. + II.	☐ + bateriové
3. typ dle 601-1	☐ B	☐ BF	☒ CF	☐ nevztahuje se

B) PROHLÍDKA		Legenda: J jednotky	V vyhovuje	NA nevztahuje se	N nevyhovuje	
	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla				✓		
2. ovládací a kontrolní prvky				✓		
3. přívody, vidlice, přívodka				✓		
4. nádoby na kapalinu					x	
5. propojovací prvky				✓		
6. příslušenství				✓		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST					
	10.03.07	13.09			
7.	olympus.cz				
6. příkon	Zakazník:	FNSP			
		chr - endoskopie			
		OLYMPUS			
	Přístroj:	El. cír jednotka			
	Opraven:	OLYMPUS			
	Typ:	KF 120			
	Obj. číslo:	B1061			
	Opava:	revize			
	Spotřebič:	na zásuvce	T.R./CF		
		Ner. hodnoty	Ner. hodnoty		
	RSL	0.1050	<0.2000		
	RIS0	>10.00A	<10.00A		
	UIS0	0.0250	0.0000		
	A1	0.0920A	<0.500A		
	UIN	247.9V	253.0V		
	IEN-NC	0.0200A	<0.5000A		
	IEN-SF	0.0400A	<1.0000A		
	IUN-NC	0.0220A	<100.00A		
	IUN-SF	0.0724A	<0.5000A		
	Unproud pacienten				
	Ist-NC	0.0100A	<10.000A		
	Ist-SF	0.0130A	<0.000A		
	Iss-NC	0.0110A	<10.000A		
	Iss-SF	0.0110A	<0.000A		
	IUP	0.0170A	<0.000A		
	Powproud pacienten				
	Ist-NC	0.0100A	<10.000A		
	Ist-SF	0.0100A	<0.000A		
	Iss-NC	0.0110A	<10.000A		
	Iss-SF	0.0110A	<0.000A		
	EH 01601 v porádku				
	Funkční zk. v porádku				
	Vizuální zkouška v porádku				
	Funkční zkouška				
	Pmax	27 W			
	If	0.92 A			
	Iavg	0.13 A			
	W	0.010 kWh			
	t	00:02:13			

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

.....

.....

.....

.....

.....

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

Olomouc

dne

14-03-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

OLYMPUS C&S spol. s r.o.
160 41 Praha 6, Evropská 176/16
IČ: 14891972
Servis: Koliště 47, 602 00 Břežany
Tel: 545 100 978, Fax: 545 100 971
Ing. Jiří Šlapal
FLEXIBLY ENDOSKOPIE
OLYMPUS C&S spol. s r.o.

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.

