

PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 111

Servis ČR

spotřební elektronika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221985393,4 Fax 221985505

Servis SR

spotřební elektronika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,
☎ +421 244 457 933
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

MONITOR

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc II. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc DIČ: 379-00098892	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	TM1750PM	17500285	..
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA	☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52.	☐ PO OPRAVĚ
-----------------	---	------------------------------------

VÝROBEK	1. ☐ zdravotnický dg.th. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní 2. ☒ elektrický ☐ neelektrický
----------------	---

ZKOUŠENO DLE ČSN EN	☒ 60 601 - 1 ☐ předpis Olympus ☐ ☐ ☐ ☐
----------------------------	--

POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE	☒ secutest v.č.: ☐ MH9974710002 ☐ M53694458 ☒ MH9974710001 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
---------------------------------	--

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU					
1. napájení	☒ 1 fáz.	☐ 3 fáz.	☐ bateriové	☐ z předepsaného zdroje	
2. třída ochrany	☒ I.	☐ II.	☐ I. + II.	☐ + bateriové	
3. typ dle 601-1	☐ B	☒ BF	☐ CF	☐ nevztahuje se	

B) PROHLÍDKA						
Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje						
	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla				✓		
2. ovládací a kontrolní prvky				✓		
3. přívody, vidlice, přívodka				✓		
4. nádoby na kapalinu					✓	
5. propojovací prvky				✓		
6. příslušenství				✓		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST		měření a h.	
1. odpor ochran. spojení		11.09.07 olympus CZ Zakaznik: FN Olomouc Přístroj: Monitor Typ: TM1750cg Vyr. číslo: 17500285 Operace: revize Seobrabice: na zastavce Tr.I Měř. hodnoty: Merz. hodnoty RSL 0,057A <0,300A RISO >30,00MΩ >0,500MΩ UISO 0,020V 0,000V ΔI 0,050mA <0,500mA UOIS 702 v porádku Funkční zk. v porádku Vizuální zkouška v porádku Funkc. zkouška Pmax 7,3 W I _{sc} 0,8 A Imax 0,4 A d _{th} 0,000 kWh t 00:00:12	
2. unikající proud zem			
3. unikající proud kryt			
4. unikající proud pacient			
5. unikající proud při poruše (max.)			
6. příkon			
7.			

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne

11-09-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

Ing. Jiří Šlapal

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE

OLYMPUS CAS spol. s r.o.

OLYMPUS CAS spol. s r.o.
160 41 Praha 6, Evropská 476/46
IČ: 14691972

Servis: Kollář 47, 602 00 Brno
Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.



DIN EN ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 053428