

Výstupní protokol pro ultrazvukový inhalátor MIKRON 2000

výrobní číslo: 0022
datum kontroly: 30.5.2001

Technická data

třída I
typ BF
HF – frekvence 1,65 MHz $\pm 5\%$
napětí 230 V 50 Hz
příkon 50 VA
doporučený interval kontrol 52 týdnů

Konstrukce a kontrola přístroje je provedena podle norem ČSN EN 60601-1

Kontrolní měření	Tolerance	Naměřeno
Izolační odpor	min 5 M Ω	> 20 M Ω
Odpor ochranného zemnicího vodiče		
- k závěsu přístroje	max 0,2 Ω	0,03 Ω
- k nebulizační komoře	max 0,2 Ω	0,02 Ω
Unikající proudy		součet polarit
PE – závěs přístroje	max 1 mA	0,341 mA
PE – nebulizační komora	max 1 mA	0,355 mA
Typ síťového přívodu 86 3077/N5-1-2/1,5 ČSN 34 7503 KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí		

Kontroloval :



Datum : 30.5.2001