

# Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1838

**Zákazník**  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P. Pavlova 6  
775 Olomouc IČO 00098892  
Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

Objednávkazákladníka: DIS0702751  
Ref. číslo dodavatele: 20070313  
Periodická kontrola PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 28   
Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní** typ **BCI 3301** výr. číslo **270294154**  
výrobce BCI-USA roku vedení 1997 inv. číslo **D027655-000**  
elektrobezp. baterie třída PZT II b v provozu NCH klin 36A **FN-14-07**

**Záznam o provedených kontrolách a měření** pracovní postup: PP BCI 3301

- 1. Kontrola označení
  - 2. Kontrola dokumentace
  - 3. Kontrola vizuální
  - 4. Kontrola zdroje a baterií
  - 5. Kontrola nastavení a kalibrace
  - 6. Kontrola příslušenství
- Model Výrobní číslo Stav%  
guma 80

## Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul  
Tester SS-100A v.č. SS039516  
3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85±2	80±2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80±2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98±2	35±1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98±2	250±5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmy				<input type="checkbox"/>
Optická signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková signalizace				<input type="checkbox"/>

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol  
*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad*

**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák. 346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 18.12.2008 Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

14.12.2007 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.