

Fakturační adresa:

Jan Skácel  
Jecmínkova 24  
724 00 Ostrava Stará Bělá  
IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05  
Tel: 603 181 006

**PROTOKOL**  
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje  
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16  
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1  
BTK – bezpečnostně technická kontrola

Datum: 07.03.2008  
Jméno technika : Jan Skácel  
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A  
Typ měřícího přístroje: Revex profi  
Výrobní číslo: 7080136  
Typ měřícího přístroje: RM 2050  
Výrobní číslo: 4030274  
Typ měřícího přístroje:  
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:


Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,  
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,  
Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100  
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....  
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....  
Dotykový proud přímá metoda:.....  
Dotykový proud rozdílová metoda:.....  
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,495  
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....  
Napájecí napětí:.....227  
Napájecí proud:.....0,2  
Příkon:.....  
cos φ :.....

Ω  
Ω  
MΩ  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
V  
A  
W

Umístění spotřebiče:.....neurochirurgická JIP  
Druh spotřebiče:.. Matrace antidekubitní Alpha  
.....  
Třída ochrany :.....II.....( I,IIa,IIb,III)  
Typ/ zařazení:.....B,BF,CF  
Výrobce:.....  
Výrobní číslo:.....SMX 4003216  
Inv. číslo:.....I 020455-000  
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:.....  
Mechan.poškození:.....ne.....  
Přívody:.....v pořádku.....  
Stav krytů:.....dobrý.....  
Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Revize provedena s výsledkem: Vyhověl  
Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem:  
Vyhověl  
Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž  
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle  
zakona č.346/2003 sb.§52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.  
Počet vyhotovení: 2  
Rozdělovník: 1x zákazník  
1x revizní technik

Příští revize (kontrola): za rok