

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Neurochirurgická klinika JIP

CZ-

Vaše značka	Naše značka	Tel (+420) 271 091-	Fax (+420) 271 091-	Datum
	Tománek	602749713	112	16. 3. 2007


Na základě Vaší objednávky DIS0700229 ze dne 21.2. 2007 byla na Neurochirurgické klinice JIP provedena bezpečnostně-technická prohlídka podle zákona 123/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že u přístrojů Perfusor Space :	V.č. 6444	Ev.č. I022799
	6460	I022804
	6427	I022795
	6448	I022794
	6581	I022796
	6479	I022803
	6565	I022798

jsou poškozeny membrány tlakového senzoru hlavy pohonu. Tato závada je výrobcem uznána jako reklamacie vadného dílu a bude vyměněna v režii B.Braun. Z tohoto důvodu rovněž nebyla provedena BTK. Ihned po dodání požadovaných dílů výrobcem bude sjednána náprava.

Radomír Tománek

Servisní technik - konzultant
B. Braun Medical s.r.o.



B | BRAUN

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552