


Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 DiČ: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1 BTK – bezpečnostně-technická kontrola		Datum: 07.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p = 200 \text{ mA}$) Ω Odpor ochranného vodiče: R_p $\underline{U_A}$ ($I_p = 10 \text{ A}$) Ω Izolační odpor R_{iso} ($U_p = 500 \text{ V}$) $M\Omega$ Proud ochranným vodičem přímou metodou mA Proud ochranným vodičem nepřímou metodou mA Dotykový proud přímou metodou mA Dotykový proud rozdílovou metodou mA Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí mA Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem mA Napájecí napětí: V Napájecí proud: A Příkon: W $\cos \varphi$:			
Umístění spotřebiče: neurochirurgická JIP Druh spotřebiče: Lůžko nemocniční mechanické Třída ochrany : (I, IIa, IIb, III) Typ/zařazení: B, BF, CF Výrobce: neznámý Výrobní číslo: Inv. číslo: I 016828-000 Provozní zkouška: ano		Revize provedena s výsledkem: Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem: Vyhověl  			
Stav přístroje: Mechan.-poškození: ne Přívody: Stav krytů: dobrý Protokol o poslední revizi:		Proveděný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle ZPŘA č.346/2003 sb. §52 odst.4.			
Příští revize (kontrola): za rok		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			