

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spořřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1 BTK – bezpečnostně technická kontrola		Datum: 07.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřicího přístroje: Výrobní číslo: Typ měřicího přístroje: Výrobní číslo: Typ měřicího přístroje: Výrobní číslo:					
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p = 200 \text{ mA}$) Ω Odpor ochranného vodiče: R_p $\underline{U_A}$ ($I_p = 10 \text{ A}$) Ω Isolační odpor R_{iso} ($U_p = 500 \text{ V}$) $M\Omega$ Proud ochranným vodičem přímá metoda : mA Proud ochranným vodičem nepřímá metoda : mA Dotykový proud přímá metoda : mA Dotykový proud rozdílová metoda : mA Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí: mA Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: mA Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem: mA Napájecí napětí: V Napájecí proud: A Příkon: W $\cos \varphi$:		Revize provedena s výsledkem: Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem: Vyhoví		Provedený přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4. 		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik	
Umístění spotřebiče: neurochirurgická JIP Druh spotřebiče: Lůžko nemocniční mechanické Třída ochrany : (I,IIa,IIb,III) Typ/ zařazení: B,BF,CF Výrobce: neznámý Výrobní číslo: Inv.číslo: I 016831-000 Provozní zkouška: ano Stav přístroje: Mechan.poškození: ne Prívody: Stav krytů: dobrý Protokol o poslední revizi:		Příští revize (kontrola): za rok							