


PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

588 448 315

pl. Bednick, J. K. J. K. J. K.

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: K1M 241 - 3	výrobní číslo: 151 046564	nemocnice: FN OLOMOUC - I. CHK - JH 34/2	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla / průtok / 100% do 81,61 MPa 241 3 60-07	0 ustrně	MIN 33,2 mmHg	MIN 33,2 mmHg
čas přepnutí při tlakování	0 ustrně	101	101
alarm tlaku	0 ustrně	OK	OK
stav mechanických dílů		úměrný dělcu provozu	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce 1 hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a – <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: 18/7/07		Příští kontrola do: 18/7/08	
Technik: SORAL & HANZLIK KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 DIČ: 006-40762882 		Zákazník: 04/56 89 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 301 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 044 588 441 111 I. chirurgická klinika Jednotka intenzivní péče 6, STI Přednosta: doc. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.	
Servisní technici: Luděk Plohač 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221 Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz			
SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			