

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

Ev.č. 1019380-000

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení:	výrobní číslo:	nemocnice:	
AUTOCCELL	19801562	FN OLOMOUC Neuro.kl. J17	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla /průtok/	15 u.s.m.	MAX 24,6 u.s.m. / 24,2 u.s.m.	MAX 16,1 u.s.m. / 16,1 u.s.m.
čas přepnutí při tlakování	10 s	10 s	10 s
alarm tlaku	OK	OK	OK
stav mechanických dílů		údržba dle provozu	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce.....hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a – <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: 1/3/07		Příští kontrola do: 1/3/08	
Technik: S & H KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 TEL: 003-40792482 Jitka		Zákazník: 89 301 063 FN OLOMOUC Neurochirurgická klinika Intenzivní péče 516 přednosta Prof. MUDr. Michael HOUDK, CSc.	
Servisní technici: Luděk Plocháček 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221			
Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz			
SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnická 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			