

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

Inv. č. 1018373-000

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: <i>KOMPRES - 1</i>	výrobní číslo: <i>15/012422</i>	nemocnice: <i>FN Olomouc Neurok. - JIP</i>	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	<i>OK</i>	<i>OK</i>
udržitelný tlak čerpadla /průtok/	<i>14,2 MPa</i>	<i>14,2 MPa</i>	<i>14,2 MPa</i>
čas přepnutí při tlakování	<i>10s</i>	<i>10s</i>	<i>10s</i>
alarm tlaku	<i>OK</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>
stav mechanických dílů		<i>stav OK</i>	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce.....hod.			
Zkoušené zařízení: ☒ odpovídá – neodpovídá – TP a – ☒ vyhovuje – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: <i>7/3/07</i>		Příští kontrola do: <i>7/8/08</i>	
Technik: <i>J. Kottner</i> S & H KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 TEL: 003-40732062		Zákazník: <i>FN OLMOUC</i> Neurochirurgická klinika Intenzivní péče - 516 přednosta Prof. MUDr. Michael HODZIK, CSc.	
Servisní technici: <i>Luděk Plošák 603 274 051</i> <i>Martin Kolář 605 355 981</i> <i>Ing. Jiří Semecký 602 354 221</i>			
Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhanzlik.cz			
SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			