

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0530

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref. číslo dodavatele: 20050118

Zákazník

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Periodická kontrola PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 28

☐

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

☒

D 027660

Oxymetr pulzní

typ BCI 3301

výr. číslo 270294156

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1997

ref. číslo FN-14-11

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - NCH JIP

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení

☒

2. Kontrola dokumentace

☒

3. Kontrola vizuální

☒

4. Kontrola baterií

☒

5. Kontrola nastavení a kalibrace

☒

6. Kontrola příslušenství

☒

Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

41001015

75

☒

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

Simulace		Alarmy	
SpO2	p/min	SpO2	p/m
50+-2	80+-2	L	-
85+-2	80+-2	-	-
100+-2	80+-2	H	-
98+-2	35+-1	H	L
98+-2	250+-5	H	H
Alarmy			
Optická signalizace			
Zvuková signalizace			

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.