

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0540

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref.číslo dodavatele: 20050123

Zákazník

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52



DO 24662

Oxymetr pulzní

typ BCI 3301

výr.číslo 390412652

výrobce BCI-USA

rok uvedení 2000

ref. číslo FN-14-19

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - NCH JIP

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

ALV

01001019

75



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alamy	
SpO2	p/min	SpO2	p/m
50+2	80+2	L	-
85+2	80+2	-	-
100-2	80+2	H	-
98+2	35+1	H	L
98+2	250+5	H	H

Alamy

Optická signalizace

Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

4.8.2005

Ivo Augsten

9.8.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.