

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0458

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Objednávka zákazníka: OND 14906

Ref.číslo dodavatele: 20050037

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☒

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52 ☐

D 025465

Oxymetr pulzní

výrobce BCI-USA

elektrobezpečnost napaječ

typ **BCI 3304**

rok uvedení 2001

klasifikační třída II b

výr.číslo **701593007**ref. číslo **FN-14-02**

v provozu - NCH-JIP ✓

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení ☒2. Kontrola dokumentace ☒

3. Kontrola vizuální

provedena výměna krytu ☒4. Kontrola baterií ☒5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒6. Kontrola příslušenství ☒**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	☒
85+-2	80+-2	-	-	☒
100-2	80+-2	H	-	☒
98+-2	35+-1	H	L	☒
98+-2	250+-5	H	H	☒

Alarmy ☒Optická signalizace ☒Zvuková signalizace ☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad.Používat síťový adaptér určený k tomuto pulsnímu oxymetru.

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 31.7.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

1.7.2005

Petr Kabrle

25.7.2005 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.