

PROTOKOL Č: 029 / 2005

OND 16.10.05

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 015406	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 7.7.1997		ODD. NCH JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 201 - 4259421	50 MΩ,
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 150mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘÍ
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘÍ
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDĚ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-4	90 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5.6 hodin Zak.list č.: 045/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 17-10-2005

Termín další kontroly: 17.10.2007

Měření provedl:

SUCHOMEL Zdeněk

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

akutní nemocnice Olomouc
všeobecná mechanika
úspěšná oprava
I.P.Pavlova 6, 775 20 OLMOUC
tel. 542 281, fax 588 442 529