

I 017956

PROTOKOL Č: 030 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

OND 16242

VÝROBNÍ ČÍSLO <i>016706</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc.
INSTALACE <i>7.7.1997</i>		ODD. <i>NCH JIP</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>PLASKU' ZADNI' K2Y</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 <i>ZOI - 4259 421</i>	<i>Ri 50 MΩ</i>
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah / 144mA</i>
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBŘE</i>
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBŘE</i>
Kalibrace :	± 5 % <i>13-125</i>	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVÍDA'</i>
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ <i>7-4</i>	<i>30 kPa</i>
Stav mechanických dílů		<i>DOBŘE</i>

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 2 3 4 5. 6 hodin Zak.list č.: *044/2005*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: **18-10-2005**

Termín další kontroly: *18.10.2007*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel.: 588 442 281, fax: 588 442 529

162