

PROTOKOL Č: 028 / 2005

028 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 017406	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 7.7.1997		ODD. NCH VIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		PRÁVĚ ČASNĚ K ZYV
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 2-01 4259421	2: 50 MΩ
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 115mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace :	± 5 % 15-145	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	90 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘE

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 042/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 17-10-2005

Termín další kontroly: 17.10.2007

Měření provedl:

protokol převzal:

SUCHOMEL Zdeněk
TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno



akutní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel: 588 442 281, fax: 588 442 529