

I 018009

PROTOKOL Č: 057/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 136604	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 25.4.1997	ARCOMED VP 5000	ODD. II. CHIR. 3P

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘE
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,02 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 147mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDĚ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-4	80 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘE

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1(2)3 4 5 6.hodin Zak.list č.: 071/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 05-12-2005

Termín další kontroly: 5.12.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal: **Fakultní nemocnice Olomouc**
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Handwritten signature]