



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. **013/2007**
o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 146 604 1. č. 101 P00P-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 25.4.1997		ODD.: I. CHIZ, LUŽKA

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,0352 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 53mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100 , 300 , 600, ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7 - 4	90 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 **2** 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: **032/2007**

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: **15-12-2007**
SUCHOMEL Zdeněk

Termín další kontroly: **15.12.2009**

Měření provedl:

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]

[Signature]

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688
Bankovní spojení **ČSOB Praha** č. účtu **576455083/0300**

IČO **45797803**
DIČ **CZ45797803**

Praha: Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5
Brno: Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com