

PROTOKOL Č: 027/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

000 16143

VÝROBNÍ ČÍSLO 394606	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 12.3.1997		ODD. II. CHIR. ODD. 38

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		PLAZBY ZADNÍ KRYT
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1 201 4259421	2i 50 MΩ,
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 55mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace :	± 5 % 15-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDÁ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-4	60 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘE

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 041/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 17-10-2005

Termín další kontroly: 17.10.2007

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 442 281, fax: 588 442 529

Kola