

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje
 Podle zák. 123/2000sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
 K výkazu práce č. 2823

Datum a místo provedení kontroly	30. 11. 2004 FN OLOMOUC
Název a typ přístroje	CHIRATOR 401
Výrobní číslo	144
Inventurní číslo	015614
Majitel přístroje	FN OLOMOUC
Umístění přístroje	neurochirurgie CT

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	OK
- ovládací prvky, klávesnice	OK
- síťový přívod	OK
- příslušenství	OK

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	ano
- kontrola funkce ovládacích prvků	ano
- kontrola parametrů	ano
- kontrola ochrany a signalizace	ano

Kontrola stavu akumulátoru	není
----------------------------	------

Kontrolní elektrická zkouška / tř.	Měřidlo: MEDITEST 50 - 976172
- odpor ochranného vodiče u př. tř. I	0,18 Ω
- izolační stav přístroje	> 20 MΩ
- unikající proud	
- síťová část - část přístupná dotyku	0,10 mA
- síťová část - příločná část	0,15 mA
- část přístupná dotyku - příločná část	

Závěrečné hodnocení § 52	PŘÍSTROJ JE FUNKČNÍ
Datum a podpis technika	30. 11. 2004
Příští kontrola	Formed

Slovní zhodnocení stavu ZP (nedostatek, slabá místa, kritické body, návrhy na repasi nebo výměnu, existence návodu na obsluhu):

ELEKTROKOAGULACE CHIRATUM 400 v.č. 244 inv.-E 035614

Výsledek kontroly:

- ☒ - přístroj splňuje požadované parametry ve smyslu platných předpisů
- ☐ - přístroj nesplňuje požadované parametry ve smyslu platných předpisů, ale je možné nedostatky odstranit
- ☐ - přístroj nesplňuje požadované parametry ve smyslu platných předpisů a není možné nedostatky odstranit

V OLOMOUCI dne 30. 11. 2004

Kontrolu vykonal:

TEREŠEK K. Terešek

jméno, podpis

Kontrolu převzal:

Jud. J. J. J.

jméno, podpis

Autorizovaný servis:

Číslo certifikátu



Provozovatel (pracoviště):

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav

I.P. Pavlova č. 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

Doporučený termín následující kontroly:

Kontrolní protokol se vyhotovuje ve dvou exemplářích, pro každou stranu po jednom.