

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo:

2006

Přístroj	Chiratom 400 vysokofrekvenční chirurgický přístroj	výr.číslo	244
Výrobce	Chirana Stará Turá	třída/typ	I / CF
Zákazník	FN Olomouc , neurochirurgie CT sálek	č. zak.	844/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/x
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Síť - přístupná část		1 mA	
	Síť - příločná část		0,05 mA	
	Přístupná část - příločná část		0,05 mA	
Kontrola přechodového odporu	Odpor ochranného vodiče	Ω	0,3 Ω	
	Délka pohyblivého přívodu	m		

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	✓
Kontrola mechanických částí	✓
Kontrola síťové části včetně pojistek	✓
Kontrola příslušenství	✓
Kontrola funkce ovládání a signalizace	x
Kontrola funkce ochrany pacienta a obsluhy	✓

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
- x - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Výstupní výkon monopolárního generátoru je v režimu řez mimo tolerance (při maximu cca na 20 % výkonu).
Nutná oprava .

Inventární číslo : I015615-000

Závěr : Tento přístroj neodpovídá technickým požadavkům výrobce a není možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : 29.12.2006
Datum příští kontroly : po opravě
Kontrolu provedl : Jílka Jaromír Ing.
Ištuk Jiří
Protokol zaslán poštou

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.

Revoluční 1280

CHIRONAX

Frýdek-Místek s.r.o.



Revoluční 1280

738 01 Frýdek-Místek

-12-