

REVIZE 2007

Jo

Johnson s.r.o.

Codman

společnost Johnson & Johnson

150 00 Praha 5
Republiko
12 222
fax: +420 227 012 300

Dodací list EETK 07.0676	strana 1
Číslo objednávky	EETK 07.0676

Johnson & Johnson spol. s.r.o.
Karla Engliša 3201/6
150 00 Praha 5
Česká republika

Číslo reklamace 10009614
Číslo zákaznické objednávky 07/02/07
Identifikační číslo
Datum přijetí 12.2.2007
Poškozené zařízení 15.3.2007

Zákaznické číslo
Datum 15.3.2007

DIČ: CZ41193075

Oddělení služeb zákazníkům: Kateřina Šíbalová
Telefon: +420 227 012 180
E-mail: ksibalov@jn.jcz.jnj.com

Model nástroje: 80-1172	Sériové číslo:
CMC*III. "CE" HF Malis-generátor	3WHP739U

Přídavná zařízení:

CMC*III- nožní elektrický přepínač, vodě odolný (SN A89328C).

Problémy hlášené zákazníkem či z místa provozu:

Jednotka ke generální prohlídce

Přezkoumání:

Zákazník neuvedl žádnou konkrétní výhradu či popis poruchy.

Zjištěné vady/nezbytné opravy:

Oprava vadné zástrčky/zásuvky konektoru
Výměna vadné zástrčky/zásuvky konektoru
Výměna vadného upevňovacího materiálu
Doplnění chybějícího upevňovacího materiálu
Oprava základní desky
Oprava modulu pro napájení proudem
Oprava poškozené desky RF
Kontrola příslušenství
Oprava mechanicky zničené kostry
Vyčištění jednotky
Nová kalibrace jednotky
Dokončení zkoušky funkčnosti podle testovacího postupu
Provedení zkoušky funkčnosti
Dokončení zkoušky elektrické bezpečnosti podle IEC 60601-1
Příložen kontrolního seznamu zkoušek bezpečnosti

Poznámky:

(18) Jednotka nebyla doručena v originálním balení, stejné balení bylo použito pro navrácení zákazníkovi.
Vnější fyzické poškození (pravděpodobně způsobené pádem na zem).
Upozorňujeme, že kvůli komplikované poruše je oprava jednotky nesmírně časově náročná.

07. 0676

Johnson & Johnson

Kaňb Engliš
160 00 Praha 5, Česko
tel: (02) 227 012
fax: (420) 227 012 6

Typ/model CMC III
Identif. číslo ... -
Výrobce CODMAN
Sériové číslo 3WHP739U
Norma měření IEC601-1
Třída ochrany Třída I
Příložená část ... BF s funkčními skupinami
Připojení pacienta 2
Jmenovité napětí . 240 V

Měření	Prahová hodnota	Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003 0.200	0.084 Ohm
PE měřicí proud	#083	14.9 A
Proud záteží	#080	0.205 A
Provozní napětí	#081	231 V
Příkon	#082	0.047 kVA
Zemní unikající proud NC	#012 0.500	0.024 mA
Zemní unikající proud SFC	#009 1.000	0.045 mA
Příložený unikající proud NC	#014 0.100	< 0.001 mA
Příložený unikající proud SFC	#016 0.500	0.023 mA
Unik.proud pac. NC TRMS	#023 0.100	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC TRMS	#025 0.500	0.002 mA
Pom. proud pacientem. NC TRMS	#035 0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC T..	#037 0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků
3,83,80,81,82,7,11,12,14,16,20,21,22,23,25,29,30,35,37
41,42,8,15,17,24,26,36,38,9,13,18,27,39,10,19,28,40

Výsledek testu: Test proveden

Datum 14.03.2007
Technik Technischer Service
Podpis



UNIMET1x00ST Verze: 6.21 Sériové číslo: 0105034061