

PROTOKOL O KONTROLE

REVIZE 2006

OND 19003

OLYMPUS

OLYMPUS C&S, spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 111

Servis ČR
spotřební elektronika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221985393,4 Fax 221985505

Servis SR
spotřební elektronika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,
☎ +421 244 457 933
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

ZÁKAZNÍK: <i>FA Olomouc Neurochirurgie I. P. Pavlova 6 DIČ: 47520 Olomouc</i>	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	<i>OME 5000</i>	<i>301009</i>	..
	PŘÍSLUŠENSTVÍ: <i>Zdroj Xe = OME 5-SLX v.č. 7200187</i>		

KONTROLA Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. PO OPRAVĚ

VÝROBEK 1. zdravotnický dg.th. zdravotnický IVD ostatní
2. elektrický neelektrický

ZKOUŠENO DLE ČSN EN 60 601 - 1 předpis Olympus

POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE secutest v.č.: MH9974710002 M53694458 MH9974710001

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU
1. napájení 1 fáz. 3 fáz. bateriové z předepsaného zdroje
2. třída ochrany I. II. I. + II. + bateriové
3. typ dle 601-1 B BF CF nevztahuje se

B) PROHLÍDKA Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla				X		
2. ovládací a kontrolní prvky				X		
3. přívody, vidlice, přívodka				X		
4. nádoby na kapalinu					X	
5. propojovací prvky				X		
6. příslušenství				X		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST měření a hodnoty

Mer. jednotky	Trž.	Mer. jednotky	Trž.
0,0200	<0,2000	0,0200	<0,2000
0,0200	<0,5000	0,0200	<0,5000
0,0200	<0,5000	0,0200	<0,5000
0,0200	<0,5000	0,0200	<0,5000
0,0200	<0,5000	0,0200	<0,5000
0,0200	<0,5000	0,0200	<0,5000

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

vyhověl

nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

Velmi dlouhá napájecí síťka -
- doporučuji použít síťku flexo max. 1 metru
dlouhou.

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

Olomouc dne 18.10.2006 Jméno zkoušejícího

Mgr. L. SUKAC

podpis

Sukac

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9002 pro prodej a servis zdravotnických prostředků

