


Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

Protokol o prověření zdravotnického prostředku *NEUROENDOSKOP*
dle §52 a provedení periodické bezpečnostně technické kontroly *+ PRÍSL.*
dle §27 zákona č. 346/2003 Sb.**Zákazník** Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgie OP**Přístroj** NEUROENDOSKOP**Typ** 7223.00**Výrobní číslo** 305922

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení

Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje - ~~nevyhovuje~~ technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je - ~~ne~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek splňující požadavky odstavce 4, § 52 zákona č. 346/2003 Sb. pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Technik	<u>Kovář Pavel</u>
Podpis technika	
Datum kontroly	<u>21.10.2005</u>
Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	<u>10/2006</u>

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-14- DIČ: CZ0067685306/20
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Uř. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 580 441 418
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Přednosta: Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle §52 a provedení periodické bezpečnostně technické kontroly
dle §27 zákona č. 346/2003 Sb.****Zákazník** Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgie OP**Přístroj**SVĚTLNÝ ZDZOS**Typ**5121.001**Výrobní číslo**97 552

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
----------	------------	-----------------------------------

☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,47 mA	max. 1 mA
	Příložná část	0,004 mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		> 20 MΩ	min. 7 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje - ~~nehovuje~~ technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je - ~~ne~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek splňující požadavky odstavce 4, § 52 zákona č. 346/2003 Sb. pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-14- DIČ: CZ00676853**Technik**Kovář Pavel**Podpis technika****Datum kontroly**21.10.2005**Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.**10/200606/00
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 443 458
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Předseda: Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle §52 a provedení periodické bezpečnostně technické kontroly
dle §27 zákona č. 346/2003 Sb.****Zákazník** Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgie OP**Přístroj** NAVITOX SONY**Typ** PUM 14 N1 NDE**Výrobní číslo** 6000351

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
----------	------------	-----------------------------------

☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,37 mA	max. 1 mA
	Příložná část	— mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		7,74 MΩ	min. 7 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,08 Ω	max 0,2 Ω


Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje - ~~nevyhovuje~~ technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je - ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek splňující požadavky odstavce 4, § 52 zákona č. 346/2003 Sb. pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-14- DIČ: CZ00676853

Technik	<u>Kovář Pavel</u>
Podpis technika	
Datum kontroly	<u>21.10.2005</u>
Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	<u>10/2006</u>

Fakultní nemocnice Olomouc
I. LF Pavlovská, 775 20 Olomouc, 586 143 010
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Předseda: Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

**Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle §52 a provedení periodické bezpečnostně technické kontroly
dle §27 zákona č. 346/2003 Sb.**

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc, Neurochirurgie OPPřístroj KAMEZATyp SS01.101Výrobní číslo 972716

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část 0,09 mA	max. 1 mA
	Příložná část 0,006 mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor	520 MΩ	min. 7 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje - ~~nehovuje~~ technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je - ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek splňující požadavky odstavce 4, § 52 zákona č. 346/2003 Sb. pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-14- DIČ: CZ00676853

Technik	<u>Kovář Pavel</u>
Podpis technika	
Datum kontroly	<u>21.10.2005</u>
Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	<u>10/2006</u>

06/30
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
J.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 443 458
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Přednosta: Prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.