

REVIZE 17. 8. 2003

ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Revizní protokol



BENDER GmbH & Co.KG
Unimet 1000 ST

Typ/model MARTIN ME401
Identif. číslo ... FN Olom.neuro-8/03
Výrobce MARTINmedt
Sériové číslo 0204 94 0089
Norma měření IEC601-1
Třída ochrany Třída I
Příložená část ... Typ CF
Připojení pacienta 5
Jmenovité napětí . 230 V

Měření	Prahová hodnota	Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003 0.200	0.065 Ohm
PE měřicí proud	#083	25.5 A
Proud zátěží	#080	0.235 A
Provozní napětí	#081	234 V
Příkon	#082	0.055 kVA
Zemní unikající proud NC	#007 0.500	0.214 mA
Zemní unikající proud SFC	#010 1.000	0.421 mA
Unik.proud pac. NC DC	#223 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. NC AC	#323 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC DC	#225 0.050	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC AC	#325 0.050	0.003 mA
S přítomným síťovým napětím..	#033 0.050	0.007 mA
Pomocný proud pacientem NC DC	#235 0.010	< 0.001 mA
Pomocný proud pacientem NC AC	#335 0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC DC	#237 0.050	0.002 mA
Pom. proud pacientem. SFC AC	#337 0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků

3, 83, 80, 81, 82, 7, 11, 12, 31, 33, 34, 223, 225, 229, 230, 235, 237
241, 242, 323, 325, 329, 330, 335, 337, 341, 342, 8, 32, 224, 226, 236
238, 324, 326, 336, 338, 9, 13, 227, 239, 327, 339, 10, 228, 240, 328
340

Výsledek testu: Test proveden

Datum 17.08.2003
Technik Ing. Josef Kovář
Podpis

Unimet 1000 ST Verze: 3.71 Sériové číslo: 0950843546

Výrobní číslo : 008053368



Přezkoušel

Ing. Josef Kovář