

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: 070401 ze dne: 6.4.2007

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Pucek
Žižkov 326
783 45 Senice na Hané
IČO: 48775550
Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

PO 8864

Zákazník: <u>FN Olomouc</u>	Název / typ přístroje <u>sterilizátor / PS 405 PA</u>
Umístění přístroje <u>Neurochirurgie CS</u>	Výrobní číslo/ rok výroby <u>881457 / 1988</u>
Výrobce: <u>CHIRAXA</u> Země: <u>ČR</u>	Inventurní číslo: <u>I 016 382-000</u>
Napětí: <u>2400V</u> Poh. přívod: <u>ano</u> /ne, délka <u>—</u> m	Příkon: <u>3000</u> VA/W Třída ochrany: <u>I</u>

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.

Přístroj (~~JE~~ / ~~NEJEN~~) plně funkční a (~~SCHOPEN~~ / ~~NESCHOPEN~~) bezpečného provozu.Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/~~ne~~*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření		
odpor ochr. vodiče	☒ vyhovuje	zjištěno: <u>908</u> Ω
unikající proud	☒ vyhovuje	zjištěno: <u>315</u> mA
přechodový odpor PA ¹⁾	☒ vyhovuje	zjištěno: <u>908</u> Ω
izolační odpor	☒ vyhovuje	zjištěno: <u>>20</u> MΩ

Použitá měřidla

MEDITEST 50	ev. číslo	976 632
-------------	-----------	---------

Termín příští KBTP:

Říjen 2007

Datum vystavení protokolu: <u>12.4.2007</u>	Jméno technika: <u>Peř. R.</u>	Razítko a podpis: 
--	-----------------------------------	--

Protokol převzal dne:

počet příloh: 1¹⁾ neměří se ve všech případech

PS 405 PA neurochirurgie FN Olomouc

SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 6.4.2007

Číslo šarže: 01902

Výrobní číslo: 881454

Prováděný úkon

Perioda měs.

Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	pozn.	6 / 12	
Spojka pohonu dveří				X			X	X
Ložiska závěsu dveří			X					X
Koncové spínače dveří					X		X	X
Těsnění dveří	X		X				X	X
Ochranná lišta dveří					X		X	X
Membránové ventily		X	X					X
Solenoidové ventily		X			X			X
Vnitřní prostor přístroje		X					X	X
Zpětná klapka odsávání					X		X	X
Vakuum vývěvy					X		X	X
Pojistný ventil komory					X		X	X
Elektroinstalace - porušení					X		X	X
Tlakový spínač komory					X		X	X
Tlakový spínač chladicí vody					X		X	X
Bakteriologický filtr	X						X	X
Snímače teploty				X	X			X
Snímače tlaku					X		X	X
Odvaděč kondenzátu					X		X	X
Těsnost armatury					X			X
Přívzdušnění vývěvy		X			X		X	X
Těsnost komory - VT					X			X
Bowie-Dick test průniku páry					X		X	X
Sterilizační cyklus				X			X	X

Unikající proud (mA):

2,15

Max. 10 mA

Odpor ochranného vodiče (ohm) :

0,08 Ω

Max. 0,1Ω

Izolační odpor (Mohm) :

> 19 MΩ

> 19 MΩ

Přístroj po prohlídce:

- při používání dle návodu **JE - NENÍ** funkční

- při dodržení bezpečnostních předpisů **JE - NENÍ** bezpečný

Příští prohlídka: Říjen 2007

Připomínky, doporučení:

Provedl: Půr Radek

Podpis:

SELET
Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané
servisní oddělení

SELET - Antonín Prucek,
Žižkov 326, 783 45 SENICE NA HANÉ

IČO: 487 75 550

Tel: 585 947 278, Fax: 585 947 011, e-mail: selet@selet.cz