

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

| | |
|----------------------|------------|
| Zákazník | FN OLOMOUC |
| Přístroj | Monitor |
| Typ | S/5 |
| Výrobní číslo | 3528483 |

| Vyhovuje | Nevyhovuje | Provedené kontroly. |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina | Naměřeno | Limit |
|-------------------------|----------------|------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,18 mA |
| | Příložná část | 0,01 mA |
| Izolační odpor | >20 MΩ | min. 20 MΩ |
| Odpor ochranného vodiče | 0,08 Ω | max 0,2 Ω |

Reference: Servisní výkaz č.P118/07..... ze dne16.5.2007.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 16.5.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 5/2008

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3