

## PROTOKOL

**o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku**  
 provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Uživatel přístroje:<br>FN Olomouc | Umístění přístroje (klinika, oddělení):<br>KAR | Číslo smlouvy / objednávky:<br>DIS0802912 |
|                                   | Inventurní číslo: 20814                        |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Název a typové označení přístroje:<br>Plicní ventilátor Evita 4                                 |   | Výrobní číslo: ARSL-0010  | Výrobce: Dräger   |
|   |   | Verze SW: 4.14  | Rok výroby: 2002  |
| Zkoušeno podle<br>VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input checked="" type="checkbox"/> | Třída ochrany:<br>I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> | Typ:<br>B <input type="checkbox"/> BF <input checked="" type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> | Odpojitelný síťový přívod:<br>ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |

### Periodická provozní kontrola

|  | vyhovuje<br>ano                     | ne<br>ne                            | neprováděno              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola vnějších závad nebo poškození                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Ovládací prvky   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Alarmové a bezpečnostní funkce                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Funkční kontrola přístroje                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Kontrola měřených veličin                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| Kalibrace měřených veličin                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Návod k použití  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |

### Kontrolní elektrická zkouška

|  | vyhovuje<br>ano                     | ne<br>ne                 | neprováděno              |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Izolační stav přístroje:<br>unikající proud síťová část – přístupná část: 0,38 mA<br>unikající proud síťová část – příložná část: 0,002 mA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Použité měřicí přístroje:

| Název, typ                 | Výrobní číslo | Platnost kalibrace |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Meditest 50                | 200199        | 08/2009            |
| Digitální tlakoměr DPI 705 | 70528998      | 03/2010            |
| Průtokoměr RAGL41          | 253373/00133  | 03/2010            |

- Výsledek kontroly:**
- přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do **11/2008**
- přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 15. 10. 2008

Jméno technika:  
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly: 04/2009

**Dräger** Medical s.r.o.  
 Pod Sychrovem I-81  
 101 00 PRAHA 10